

PL



FOG BUSTER do Przyłbicy Ochronnej
Spray zapobiegający osadzeniu się pary. Usuwa zabrudzenia

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: woda, dodecylosiarczan sodu, substancje pomocnicze

PRZEZNACZENIE

Spray Fog Buster przeznaczony jest do stosowania z wyrobem Przyłbica Ochronna.
Fog Buster zapobiega osadzeniu się pary na powierzchni folii do Przyłbicy Ochronnej oraz usuwa zabrudzenia.
Spray nadaje się również do stosowania na innych powierzchniach, na których może osadzać się para.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać równomiernie powierzchnię folii Przyłbicy Ochronnej, nie splukiwać. Przetrzeć miękką ściereczką. Po użyciu umyć ręce.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie przyskać w oczy.
Nie połykać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Preparat może działać drażniąco na oczy. W razie kontaktu splukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
W razie spożycia wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Butelka z atomizerem zawierająca 30 ml preparatu.



PL FOG BUSTER do Przyłbicy Ochronnej	RU FOG BUSTER для защитного экрана
EN FOG BUSTER for Protective Visor	IT FOG BUSTER per visiera protettiva
ES FOG BUSTER para la visera de protección	RO FOG BUSTER pentru cască de protecție
FR FOG BUSTER pour la visière de protection	HU FOG BUSTER védőmaszkhoz
DE FOG BUSTER für Gesichtsschutzmasken	BG FOG BUSTER (ФОГ БАСТЪП) за маски
	LT FOG BUSTER apsauginiam skydui

Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2016/1



PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com

Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2016/1

EN



FOG BUSTER for Protective Visor
Anti-Fog Spray. Removes dirt

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE USE
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

INGREDIENTS: water, sodium lauryl sulfate, excipients.

INDICATIONS FOR USE

The Fog Buster spray is intended for use with the Protective Visor.
Fog Buster prevents deposition of vapour on surface of the Protective Visor and removes dirt.
The spray can also be used for protection of other surfaces that may be exposed to deposition of vapour.

INSTRUCTIONS FOR USE

Shake before use. Spray evenly on the Protective Visor film surface. Do not rinse. Wipe with a soft cloth. Wash hands after use.

CONTRAINDICATIONS

Do not spray into eyes.
Do not ingest.

PRECAUTIONS

This product can cause eye irritation. In case of contact with eyes, rinse with plenty of water and contact a doctor immediately.
If swallowed, drink plenty of water. Contact a doctor immediately.

STORAGE

Store in a tightly closed original container below 25°C.
Keep out of the reach of children.
The expiry date is on the direct packaging.

DISPOSAL OF PACKAGING

Waste containers should be disposed of or returned to the manufacturer.

PACKAGING

Atomizer bottle containing 30 ml of the product.



Last update: 18.07.2016/1

ES



FOG BUSTER para la visera de protección
Spray que previene la acumulación del vapor. Remueve impurezas

ANTES DE USAR LEA ESTAS INSTRUCCIONES
PRODUCTO A USAR SOLO POR EL DENTISTA

COMPOSICIÓN: agua, dodecil-sulfato sódico, excipientes

USO CONFORME

El spray Fog Buster debe usarse junto con el producto Visera de Protección.
Fog Buster previene la acumulación del vapor en la superficie de la película de la Visera de Protección y remueve impurezas.
El spray puede usarse también en otras superficies en que pueda acumularse el vapor.

MODO DE USO

Agitar antes de usar. Atomizar uniformemente la película de la Visera de Protección, no enjuagar. Pasar con un trapo blando. Lavar las manos después de usar.

CONTRAINDICACIONES

No atomizar en los ojos.
No ingerir.

PRECAUCIONES

Producto irritante para los ojos. En caso de contacto enjuagar con agua abundante y consultar al médico.
En caso de ingerir beber agua abundante. Consultar al médico.

ALMACENAMIENTO

Mantener en envase original a temperatura hasta 25°C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
La fecha límite de utilización se encuentra en el envase directo.

ELIMINACIÓN DE ENVASES DEL PRODUCTO

Los envases gastados deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

PRESENTACIONES

Botella con atomizador con 30 ml del producto.



Fecha de la última revisión: 18.07.2016/1

FR



FOG BUSTER pour la visière de protection
Spray contre le dépôt de buée. Élimine la saleté

AVANT L'EMPLOI, LISEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS
LE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION : eau, dodécylsulfate de sodium, excipients

DESTINATION

Le Spray Fog Buster est destiné à être utilisé avec la Visière de Protection.
Le Fog Buster empêche le dépôt de buée à la surface du film de la Visière de Protection et élimine la saleté.
Ce spray convient également pour l'application sur d'autres surfaces, sur lesquelles la vapeur d'eau peut se condenser.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant l'emploi. Vaporiser uniformément sur le film de la Visière de Protection, ne pas rincer. Essuyer avec un chiffon doux. Se laver les mains après usage.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas vaporiser vers les yeux.
Ne pas avaler.

PRÉCAUTIONS

Le produit peut être irritant pour les yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin.

CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine, à une température inférieure à 25°C.
Tenir hors de la portée des enfants.
La date limite d'utilisation optimale figure sur l'emballage direct.

ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT

Les emballages vides doivent être remis pour élimination ou retournés au fabricant.

EMBALLAGES

Bouteille avec vaporisateur contenant 30 ml de produit.



Date de dernière mise à jour: 18.07.2016/1

DE



FOG BUSTER für Gesichtsschutzmasken
Anti-Beschlag-Spray. Entfernt Verschmutzungen

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH
DIE PACKUNGSBEILAGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH
IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

INHALTSSTOFFE: Wasser, Natriumdodecylsulfat, Hilfsstoffe

VERWENDUNGSZWECK

Der Fog Buster Spray wird mit dem Produkt GESICHTSSCHUTZMASKE verwendet.
Fog Buster verhindert das Beschlagen der Folienoberfläche der Gesichtsschutzmaske und entfernt Verschmutzungen.
Er ist auch zur Anwendung auf anderen Oberflächen geeignet, auf denen das Risiko des Beschlagens besteht.

GEBRAUCH

Vor Gebrauch schütteln. Die Folienoberfläche der Gesichtsschutzmaske gleichmäßig besprühen, nicht abspülen. Mit einem weichen Lappen abwischen. Nach dem Gebrauch Hände waschen.

GEGENANZEIGEN

Nicht in Augen sprühen.
Nicht schlucken.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Das Produkt reizt Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit viel Wasser spülen und danach einen Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren.

AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung bei Temperaturen unter 25 °C lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG NACH VERBRAUCH

Verbrauchte Packungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller zurückzuführen.

ERHÄLTICHE PACKUNGEN

Zerstäuberflasche mit 30 ml Präparat.



Letzte Aktualisierung: 18.07.2016/1

