



FOG BUSTER pro ochranný štít

Sprej proti mlžení. Odstraňuje nečistoty.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: voda, dodecylsulfát sodný, pomocné látky

URČENÍ

Sprej Fog Buster je určený k čištění ochranného štítu.

Fog Buster zabraňuje usazování páry na povrchu ochranného štítu a odstraňuje nečistoty.

Sprej je vhodný také k použití na jiné povrchy, na kterých se usazuje pára.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím protřepejte. Rovnoměrně postříkejte povrch ochranného štítu, neoplachujte. Utřete měkkou utěrkou. Po použití si umyjte ruce.

KONTRAINDIKACE

Chraňte proti proniknutí do očí.

Nepolykejte.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Přípravek může dráždit oči. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÁ BALENÍ

Láhev s rozprašovačem o obsahu 30 ml přípravku.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85