

CS

Fluor Defender

Desenzitízér s fluorem pro děti

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 0,1% fluorsilan (1600 ppm F⁻), HEMA, pomocné látky.

URČENÍ

- Posílení odolnosti skloviny
- Prevence zubního kazu
Díky obsahu fluoru působí remineralizačně na sklovinu. Vytváří na povrchu ochranný film.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Očistěte povrch zubů
2. Vysušte pomocí proudu vzduchu a válečků z ligninu.
3. Ohraničte pracovní oblast pomocí kofferdamu.
4. Přípravek před použitím protřepejte. Otevřete lahvičku a nakapejte do předem připravené nádoby cca 3 kapky přípravku.
5. Přiloženým štětečkem naneste rovnoměrně tenkou vrstvu.
6. U úzkých mezizubních prostor lze použít dentální nit.
7. Vysušte mírným proudem vzduchu minimálně po dobu 30 sekund.
8. Odstraňte kofferdam.
9. Po zákroku nejzte a nevyplachujte ústní dutinu minimálně po dobu 45 minut.
Lakování lze opakovat jednou za 6 měsíců a v případě zvýšeného rizika vzniku zubního kazu maximálně jednou za 3 měsíce. Lahvička výrobku je určena pro 2–3 pacienty s kompletním chrupem, štěteček slouží k jednorázovému použití. Při opakovaném použití štětečku hrozí riziko sekundární kontaminace. Nenabírejte přípravek namáčením štětečku přímo v lahvičce. Lak nevyžaduje vytvrzování světlem.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u dětí před ukončeným 3 rokem života.
Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.
Nepoužívejte, pokud u pacienta probíhá zánětlivý stav.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Používejte výhradně po vyléčení zánětlivého stavu.
Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Přípravek může dráždit sliznice, kůži a oči. Může vyvolávat alergii. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Po požití velkého množství může působit škodlivě. V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypljte vodu, pokud se objeví jakékoliv obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Upozornění: hořlavina. Obsahuje ethylacetát. Skladujte mimo dosah zdrojů ohně.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.
Chraňte proti působení slunečního záření. Po použití těsně uzavřete. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Upozornění! Výrobek si po otevření uchovává své vlastnosti po dobu 6 měsíců.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY

Lahvička obsahuje 1 ml přípravku, jednorázové štětečky.



RU

Fluor Defender

Защитный лак с фтором для детей

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: 0,1% фторсилан (1600 частей F⁻ на миллион), ГЕМА, вспомогательные вещества.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Укрепление устойчивости эмали
- Профилактика кариеса
Благодаря содержанию фтора действует remineralизирующе на зубную эмаль. Создает на поверхности зубов защитную пленку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистить поверхность зубов
2. Всушить с помощью струи воздуха или валиков из lignina
3. Изолировать рабочее пространство с помощью коффердама
4. Перед использованием препарата встряхнуть бутылочку. Открыть ампулу (бутылочку) и перелить в приготовленную заранее посуду примерно 3 капли препарата
5. Наносить равномерно тонким слоем с помощью прилагаемой кисточки
6. В случае узких межзубных пространств можно использовать флоссы
7. Осторожно высушить струей воздуха в течение как минимум 30 секунд.
8. Удалить коффердам.
9. Не есть и не полоскать полость рта в течение как минимум 45 минут после процедуры
Процедуру лакирования можно повторять каждые 6 месяцев, а в случае повышенного риска возникновения кариеса максимум раз в 3 месяца. Бутылочка продукта предназначена для 2-3 пациентов со всеми зубами, кисточка предназначена для одноразового использования. Многократное использование кисточки может создавать опасность вторичной инфекции. Не следует брать препарат, погружая кисточку непосредственно в бутылочку. Лак не требует отверждения светом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять на детях в возрасте до 3 лет.
Не использовать на пациентах с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Не применять при воспалительном состоянии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать только после того, как воспаление вылечено.
При работе с продуктом использовать коффердам, одноразовые перчатки, защитные очки и защитную одежду. Препарат может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки, кожу и глаза. Может вызывать аллергическую реакцию. В случае контакта немедленно промыть водой. При проглатывании больших количеств может оказывать вредное воздействие. В случае проглатывания не вызывать рвоту, пить воду, если возникнет какой-либо дискомфорт, обратиться к врачу.
Внимание: огнеопасно. Содержит этилацетат. Держать вдали от источников огня.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C. Защищать от солнечного света. Плотно закрыть после использования. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке.
Внимание! После открытия продукт сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев.

ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ

Использованные емкости следует передать для утилизации или вернуть производителю.

ИМЕЮЩИЕСЯ ЕМКОСТИ

Бутылочка, содержащая 1 мл препарата, одноразовые кисточки.



Дата последнего обновления: 04.09.2019/2

IT

Fluor Defender

Vernice protettiva al fluoro per bambini

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: 0,1% fluorosilane (1600 ppm F⁻), HEMA, sostanze ausiliarie.

APPLICAZIONE

- Rinforzo della resistenza dello smalto
- Profilassi della carie
Grazie al contenuto di fluoro, remineralizza lo smalto. Forma un film protettivo sulla superficie.

MODALITÀ D'USO

1. Pulire la superficie dei denti
2. Asciugare con un flusso d'aria o applicando i rulli di cotone
3. Isolare l'area di lavoro con dental dam
4. Prima dell'utilizzo del preparato, agitare la fiala. Aprire la fiala e trasferire circa 3 gocce di preparato nel recipiente precedentemente preparato
5. Applicare uniformemente uno strato sottile con il pennello in dotazione
6. In caso di spazi interdentali stretti, è possibile usare un filo interdentale
7. Asciugare delicatamente con un flusso d'aria per minimo 30 secondi
8. Togliere il dental dam
9. Non mangiare e non sciacquare la cavità orale per minimo 45 minuti dopo il trattamento
Il trattamento di verniciatura può essere ripetuto ogni 6 mesi ed in caso di maggior rischio di carie, al massimo ogni 3 mesi. Una fiala di prodotto può essere usata per 2-3 pazienti su tutti i denti, il pennello deve essere usato una sola volta. L'uso multiplo del pennello può comportare il rischio di infezione retrograda. Non bisogna prendere il preparato immergendo il pennello direttamente nella fiala. La vernice non richiede l'indurimento con la luce ultravioletta.

KONTRAINDICAZIONI

Non utilizzare nei bambini sotto i 3 anni.
Non usare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.
Non utilizzare se è presente uno stato infiammatorio.

PRECAUZIONI

Utilizzare solo dopo aver curato lo stato infiammatorio.
Durante il lavoro usare il dental dam, indossare i guanti, gli occhiali di protezione e gli indumenti di protezione. Il preparato può irritare le mucose, la pelle e gli occhi. Può provocare allergie. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua. Dopo l'inghiottimento di una grande quantità, può avere un'azione nociva. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito, bere acqua, se appaiono dei sintomi di qualsiasi tipo, contattare un medico.
Attenzione: prodotto infiammabile. Contiene acetato di etile. Tenere lontano dalle fiamme.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore ai 25 °C.
Non esporre a radiazioni solari. Chiudere bene dopo l'utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta.
Attenzione! Dopo l'apertura il preparato mantiene le sue proprietà per 6 mesi.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Fiala contenente 1 ml di preparato, pennelli monouso.



Data ultimo aggiornamento: 04.09.2019/2

RO

Fluor Defender

Lac protector cu fluor pentru copii

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA INSTRUC