

BEST-CORD NANO

Impregnowane nici retrakcyjne



Nić retrakcyjna impregnowana 6-hydratem chlorku glinu. Używana do retrakcji tkanek dziąsłowych wokół zęba dla poprawy rezultatów wycisku oraz hemostazy brzegu dziąsła.

SKŁAD: Poliester/ Poliamid włókno sprężone.

Impregnowane 6-hydratem chlorku glinu 0.50 mg $\pm$ 0.10 mg/cal.

ZASTOSOWANIE:

- Uciąć nić impregnowaną na wymaganą długość używając ostrza umieszczonego w wieczku pudełka.
- Nałożyć ciasno na szyjkę zęba i wcisnąć w bruzdę przy użyciu upychacza.
- Zostawić nić na 5 minut w bruzdzie.
- Usunąć nić bezpośrednio przed wyciskiem.

ZAWARTOŚĆ:

- dozownik zawierający 254 cm (100 cali).

PRZECHOWYWANIE:

- Zamknąć wieczko po użyciu i przechowywać w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIA:

- Wyłącznie do użycia przez lekarza stomatologa.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać u pacjentów z alergią na 6-hydrat chlorku glinu.
- Działa drażniąco na skórę i oczy.
- Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85