



Biomateriál k vyplňování a regeneraci kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOŽNO POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ:

Bio MTA+ powder: oxid vápenatý, hydroxylapatit a oxidy: křemiku, železa, hliníku, sodíku, draslíku, bismutu, hořčíku, zirkonu, fosforečnan vápenatý. Bio MTA+ liquid: čistěná voda, vápenný katalyzátor.

URČENÍ

Výrobek je určený pro stomatologické ošetření jako výplňový a remineralizační materiál kořenových kanálků. Doba aplikace po smíchání s kapalinou Bio MTA+ liquid je přibližně 4 minuty, k úplnému ztuhnutí materiálu dojde po přibližně 2 hodinách. Díky velkému obsahu vápenných iontů působí remineralizačně na zubní tkáň. Vápeno-křemíkové sloučeniny podporují regeneraci tkání po perforaci stěn a resorpci v kanálích. Přípravek Bio MTA+ navíc obsahuje hydroxylapatit, který je přirozenou složkou kosti, a proto se přípravek výborně vstřebává do jejích struktury. Bio MTA+ doporučujeme zejména v případech:

- perforace stěn kořenových kanálků
- resorpcie v kanálích
- vyplnění zadního vrcholu kořene,
- přímého překrytí dřevě,
- pulpotomie,
- při léčbě zubů s nevyvinutým kořenem.

Bio MTA+ nepoužívejte jako samostatnou permanentní výplň kanálků. Po zamíchání se výrobek Bio MTA+ vytváří vyjimečnou plasticitu, kompaktní konzistenci, není syrký, drží se nástroje. Díky tomu je aplikace materiálu Bio MTA+ výrazně snadnější ve srovnání s tradičními materiály typu MTA.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odřízněte špičku pipety označené nápisem *Bio MTA+ liquid*. Celý obsah skleněné lahvičky s nápisem *Bio MTA+ powder* a 1–2 kapky kapaliny *Bio MTA+ liquid* přenechte na míchací destičku. Míchejte po dobu 30 sekund, dokud nedobáhnete konzistence měkké pasteliny. Jestliže je materiál příliš hustý nebo křehký, musíte přidat další kapku kapaliny *Bio MTA+ liquid*. **UPRAZDĚNÍ** *Bio MTA+ powder* můžete smíchat pouze s kapalinou *Bio MTA+ liquid*. Nepoužívejte vodu nebo jiné kapaliny. Přípravek aplikujte na požadovaném místě pomocí cípky. Balení *Bio MTA+ powder* obsahuje dávku pro jednorázové použití. Po smíchání s kapalinou *Bio MTA+ liquid* musíte připravenou dávku spotřebovat do 4 minut. Po uplynutí této doby dochází k vytvrdnutí vzniklé hmoty.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nepoužívejte přípravek u zánětlivých stavů, protože kyselé pH narušuje ztuhnutí Bio MTA+. K přípravě Bio MTA+ powder nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny, ale výhradně kapalinu Bio MTA+ liquid.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Přípravek může poškodit oči. Působí dráždivě na sliznice ústní dutiny, kůže a oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte koferdam, jednorázové rukavice a ochranné brýle. V případě závažné události spojené s prostředkem je třeba ji nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před vlhkostí. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

NAKLADÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Skleněná lahvička s obsahem 0,14 g prášku Bio MTA+ powder, pipeta s obsahem 1 ml kapaliny Bio MTA+ liquid.



Биоматериал для пломбирования и восстановления корневых каналов

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ:

Порошок *Bio MTA+ powder*: оксид кальция, гидроксипатит, а также оксиды: кремния, железа, алюминия, натрия, калия, висмута, магния, циркония, фосфат кальция. Жидкость *Bio MTA+ liquid*: очищенная вода, кальциевый катализатор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования во время стоматологического лечения как материал для заполнения и реминерализации корневых каналов. После смешения с жидкостью Bio MTA+ время работы составляет около 4 минут, а полное схватывание материала происходит примерно через 2 ч. Действует реминерализирующе на ткани зуба благодаря большому содержанию ионов кальция. Кремниево-кальциевые соединения способствуют восстановлению тканей после перфорации стенок и внутриканальной резорбции. Кроме того, продукт Bio MTA+ содержит в своем составе гидроксипатит, являющийся естественным компонентом костей, благодаря чему материал идеально встраивается в их структуру. Bio MTA+ особенно рекомендуется в следующих случаях:

- перфорации стенок корневых каналов,
- внутриканальной резорбции,
- обратного заполнения верхушки корня,
- при неадекватном закрытии пупы,
- во время операции ампуляции пупы,
- при лечении зубов с незавершенным развитием корня.

Bio MTA+ не следует применять для самостоятельного постоянного заполнения канала.

После смешивания продукт Bio MTA+ имеет очень пластичную, плотную консистенцию, не течет, держится на инструменте. Благодаря этому применение материала Bio MTA+ гораздо проще по сравнению с традиционными материалами типа MTA.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Отрезать верхушку пипетки с названием *Bio MTA+ liquid*. Содержимое всего стеклянного флакона с названием *Bio MTA+ powder* и 1–2 капли жидкости *Bio MTA+ liquid* разместить на стекле для замешивания. Перемешивать примерно 30 секунд до получения консистенции мягкого пластилина. Если материал слишком плотный или рассыпчатый, добавить еще одну каплю жидкости *Bio MTA+ liquid*. **ВНИМАНИЕ!** Порошок *Bio MTA+ powder* следует смешивать только с жидкостью *Bio MTA+ liquid*. Не заменять водой или другими жидкостями. Разместить препарат в выбранном месте с помощью инструмента для наложения пломб. Упаковка *Bio MTA+ powder* содержит дозу для однократного использования. При смешивании с жидкостью *Bio MTA+ liquid* следует применить приготовленную дозу в течение макс. 4 минут. После этого времени происходит затвердение приготовленной массы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Не использовать препарат при воспалительных процессах, потому что кислый pH нарушает схватывание Bio MTA+. При смешивании *Bio MTA+ powder* нельзя применять воду или другие жидкости, порошок следует смешивать только с жидкостью *Bio MTA+ liquid*.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изделие может вызвать повреждение глаз. Препарат действует раздражающе на слизистые оболочки ротовой полости, глаза и кожу. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу. Во время работы с продуктом следует применять кoferдам, одноразовые перчатки и защитные очки. В случае связанного с изделием серьезного инцидента следует известить об этом производителя и соответствующий государственный орган по месту жительства пользователя или пациента.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C. Предохранять от влажности. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке.

ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ
Использованные емкости следует передать для утилизации или вернуть производителю.

ИМЕЮЩИЕСЯ ЕМКОСТИ

Стекланный флакон, содержащий 0,14 г порошка *Bio MTA+ powder*, пипетка, содержащая 1 мл жидкости *Bio MTA+ liquid*.



Materiale per il riempimento e la ricostruzione dei canali radicolari

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE:

Bio MTA+ powder: ossido di calcio, idrossiapatite ed ossidi di: silicio, ferro, alluminio, sodio, potassio, bismuto, magnesio, zirconio, fosfato di calcio. *Bio MTA+ liquid*: acqua di purezza farmaceutica, catalizzatore di calcio.

APPLICAZIONE

Il preparato è destinato all'utilizzo durante il trattamento dentistico come materiale per otturazione e remineralizzazione dei canali radicolari. Miscelato con il liquido *Bio MTA+liquid*, il tempo di lavorazione è di circa 4 min. e l'indurimento del materiale avviene dopo circa 2 ore. Ha un'azione remineralizzante sul tessuto del dente grazie al maggior contenuto di ioni di calcio. I composti di silicio e calcio aiutano la ricostruzione dei tessuti dopo la perforazione delle pareti ed il riassorbimento intracanalare. Inoltre il preparato *Bio MTA+* contiene l'idrossiapatite che è un componente naturale delle ossa, grazie a cui il preparato si incorpora perfettamente con la sua struttura. Bio MTA+ è indicato in particolare nei casi di:

- perforazioni delle pareti dei canali radicolari,
- riassorbimento intracanalare,
- impimento retrogrado dell'apice della radice,
- copertura diretta della polpa,
- operazione di amputazione della polpa,
- cura dei denti con lo sviluppo parziale della radice.

Bio MTA+ non va usato come riempimento automatico fisso del canale. Dopo la miscelatura, il preparato Bio MTA+ è caratterizzato da una particolare elasticità, consistenza compatta, non è friabile, si attacca allo strumento. Perciò l'applicazione del materiale Bio MTA+ è molto più semplice in confronto ai materiali di tipo MTA tradizionali.

MODALITÀ D'USO

Tagliare la punta della pipetta con l'indicazione *Bio MTA+ liquid*. Mettere il contenuto di tutta la fiala di vetro con l'indicazione *Bio MTA+ powder* e 1-2 gocce di liquido *Bio MTA+ powder* sulla lastra di preparazione. Mescolare per circa 30 secondi fino ad ottenere la consistenza di plastilina morbida. Se il materiale è troppo denso o friabile, bisogna aggiungere un'altra goccia di soluzione *Bio MTA+ liquid*. **ATTENZIONE!** *Bio MTA+ powder* deve essere usato solo con il liquido *Bio MTA+ liquid*. Non scambiare con acqua o altri liquidi. Mettere il preparato nel punto adeguato usando l'applicatore. Una confezione di *Bio MTA+ powder* contiene una dose unica. Dopo la miscelazione con la soluzione *Bio MTA+ liquid* la dose deve essere utilizzata entro massimo 4 minuti. Dopo di che avviene l'indurimento della massa.

CONTROINDICAZIONI

Non usare nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato. Il preparato va utilizzato solo dopo la cessazione dei sintomi acuti perché il pH acido diminuisce la presa di Bio MTA+. Per la miscelatura di *Bio MTA+ powder* usare solo il liquido *Bio MTA+ liquid*. Non scambiare con acqua o altri liquidi.

PRECAUZIONI

Il prodotto può danneggiare gli occhi. Ha un'azione irritante per le mucose della cavità orale, per gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare con molta acqua e contattare un medico. Se ingoiato, non provocare il vomito. Bere molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro con il preparato, usare il dental dam, indossare i guanti monouso e gli occhiali di protezione. In caso di grave incidente legato al dispositivo medico, notificare l'evento al produttore e al proprietario dell'ente statale di competenza per il luogo di residenza dell'utente o del paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore ai 25 °C. Tenere lontano dall'umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Fiala di vetro contenente 0,14 g di polvere *Bio MTA+ powder*, pipetta contenente 1ml di liquido *Bio MTA+ liquid*.



Biomaterial pentru umplerea și reconstrucția canalelor radiculare

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA ISTRUȚIUNE
PRODUS DESTINAT ÚZULUI DENTAR

COMPOZITIE:

Bio MTA+ powder: oxid de calciu, hidroxiapatită de calciu și oxizi: siliciu, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, magneziu, zirconiu, fosfat de calciu. *Bio MTA+ liquid*: apă de calitate farmaceutică, catalizator de calciu.

UTILIZARE

Produsul este destinat utilizării în timpul tratamentului dentar ca material pentru umplerea și remineralizarea canalelor radiculare. După amestecarea cu lichid *Bio MTA+ liquid* timpul de lucru este de aproximativ 4 minute, iar legarea totală a materialului are loc după aproximativ 2 ore. Acțiunea remineralizantă asupra țesutului dintelui, datorită unui conținut ridicat de ioni de calciu. Compușii de calciu-silicat ajută la reconstruirea țesuturilor după perforarea peretilor și resorbția din interiorul canalului. În plus, produsul *Bio MTA+* conține în compoziția sa hidroxiapatită, care este un component natural al oaselor, astfel încât produsul se încorporează perfect în structura sa. Bio MTA+ este indicat în special în următoarele cazuri:

- perforații ale peretilor canalelor radiculare,
- resorbții în interiorul canalului,
- umplere inversă a apexului rădăcinii,
- în cazul acoperirii directe a pulpei,
- în timpul tratamentului de amputare a pulpei,
- pentru tratamentul dinților cu o dezvoltare nefinalizată a rădăcinii.

Bio MTA+ nu trebuie utilizat ca umplutură permanentă independentă a canalului. După amestecare produsul *Bio MTA+* se caracterizează printr-o consistență deosebit de plastică, consolidată, nu fărâmițată, ci se ține de instrument. Datorită acestui fapt aplicarea materialului *Bio MTA+* este mult mai ușoară în comparație cu materialele convenționale de tip MTA.

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Taiți vârful pipetei marcate *Bio MTA+ liquid*. Întregul conținut al fiolei de sticlă marcate *Bio MTA+ powder* și 1-2 picături de lichid *Bio MTA+ liquid* trebuie plasate pe o plăcuță din preparare. Amestecați timp de aprox. 30 de secunde pentru a obține o consistență de plastilină moale. În cazul în care materialul este prea dens sau fărâmițos adăugați încă o picătură de lichid *Bio MTA+ liquid*. **ATENȚIE!** *Bio MTA+ powder* trebuie amestecat exclusiv cu lichidul *Bio MTA+ liquid*. Nu folosiți la schimb apă sau alte lichide. Plasați preparatul în locul dorit folosind un aplicator. Ambalajul *Bio MTA+ powder* conține o doză pentru o singură utilizare. După amestecarea cu lichidul *Bio MTA+ liquid* trebuie să utilizați doza preparată într-o perioadă de maxim 4 minute. După această perioadă are loc întărirea masei.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați produsul la pacienții cu hipersensibilitate la componentele acestuia. Nu utilizați preparatul în caz de inflamații, deoarece pH-ul acid interferează capacitatea de legare a Bio MTA+. Pentru prepararea *Bio MTA+ powder* nu folosiți la schimb apă sau alte lichide, trebuie să utilizați exclusiv lichidul *Bio MTA+ liquid*.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Produsul poate provoca leziuni oculare. Este iritant pentru mucoasa cavității bucale, piele și ochi. În caz de contact, clătiți imediat cu apă din abundență și contactați un medic. În caz de ingerare nu forțați voma. Beți multă apă. Contactați medicul. Atunci când se lucrează cu produsul trebuie utilizată folia de digă, măsuri de unică folosință și ochelari de protecție. În cazul unui incident grav care implică dispozitivul, acest fapt trebuie raportat producătorului și autorității competente a Țării, în care domiciliază utilizatorul sau pacientul.

DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original, la o temperatură de până la 25° C. Protejați împotriva umezelii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Perioada de valabilitate este indicată pe ambalajul primar.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI

Recipientele goale trebuie să fie eliminate sau returnate producătorului.

AMBALAJUL

Fiolă de sticlă care conține 0,14 g de pulbere *Bio MTA+ powder*, pipetă care conține 1 ml de lichid *Bio MTA+ liquid*.



Gyökércsatornák kitöltésére és rekonstrukciójára szolgáló biológiai anyag

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
KIZÁRÓLAG FOGÁSZATI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

ÖSSZETÉTEL:

Bio MTA+ powder: kalcium-oxid, kalcium hidroxiapatit, valamint oxidok: szilícium, vas, alumínium, nátrium, kálium, bizmut, magnézium, cirkónium, kalcium-foszfat. *Bio MTA+ liquid*: gyógyyszerészeti tisztaságú víz, kalcium katalizátor.

JAVALATOK

A termék rendeltetése fogászati gyógykezelés során történő felhasználás, gyökércsatornák feltöltéséhez és remineralizációhoz. A Bio MTA+ folyadékkal történő összekeverése után kb. 4 percen keresztül használható, az anyag teljes megkötéséhez kb. 2 óra szükséges. Nagymennyiségű kalcium tartalma révén remineralizáló hatással bír a fogszövetekre. A kalcium-szilikát vegyületek segítik a szövetek újjáépülését a falak perforációja, valamint csatornán belüli reszorpció után. Továbbá a Bio MTA+ termék összetevői között tartalmaz még hidroxilapatitot, amely a csontok természetes alkotóeleme, ennek köszönhetően a termék kitűnően beépül annak szerkezetébe. A Bio MTA+ használata különösen javasolt a következő esetekben:

- a gyökércsatorna falának perforációja,
- csatornán belüli reszorpció,
- hátsó gyökércsúcs kitöltése,
- pulpa közvetlen befedése,
- pulpa amputáció,
- befejezetlen növekedésű gyökérrel rendelkező fogak kezelése.

A Bio MTA+ termékét tilos állandó önálló csatornaktöltő anyagnak használni. A Bio MTA+ termékét összekeverése után kivételes rugalmasság és egységes állag jellemzi, nem szóródik, tapad az eszközökhöz. Ennek köszönhetően a Bio MTA+ anyag aplikálása sokkal könnyebben, mint más, hagyományos MTA típusú anyagoké.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vágja le a *Bio MTA+ liquid* felírátt megjelölt pipetta csúcsát. Helyezze a keverőlemezre a *Bio MTA+ powder* felírátt megjelölt üvegfola egész tartalmát, valamint 1-2 *Bio MTA+ liquid* cseppet. Keverje kb. 30 másodpercig, amíg gyurma állagú anyagot nem kap. Amennyiben az anyag nagyon sűrű, vagy törékeny, akkor még néhány *Bio MTA+ liquid* cseppet kell hozzáadni. **FIGYELEM!** A *Bio MTA+ powder* anyagot kizárólag csak *Bio MTA+ liquid* folyadékkal lehet összekeverni. Nem alkalmazható helyettesítő szerként víz vagy bármilyen más folyadék, kizárólag a *Bio MTA+ liquid* folyadék használható. Helyezze az anyagot a kiválasztott helyre az adagoló eszköz segítségével. A *Bio MTA+ powder* csomagolás egyseri felhasználásra szolgáló adagot tartalmaz. A *Bio MTA+ liquid* folyadékkal történő összekeverés után az előkészített adagot maximum 4 perc alatt fel kell használni. Ennyi idő eltelte után az előkészített massa megkeményedik.

ELLENJAVALLATOK

Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely összetevőjére! A termékét tilos használni gyulladás esetén, ugyanis a savas PH megzavarja a Bio MTA+ kötéseinek folyamatát. A *Bio MTA+ powder* előkészítéséhez pótnagyként nem használható víz, vagy bármilyen más folyadék, kizárólag a *Bio MTA+ liquid* folyadék használható.

ÖVINTÉZMÉSEK

A termék szemkárosodást okozhat. Irritativ hatással bír a szájnyálkahártyára, a bőrre, valamint a szemre is. Érintkezés esetén azonnal mossa le bőséges vízzel és forduljon orvoshoz! Lenyelés esetén tilos hánytatni. Itasson a beteggel bőséges vizet és forduljon szakorvoshoz! Használata során mindig használjon koferdam gumit, védőkesztyűt és védőszemüveget. Az eszközzel kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jelenti kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye van jelenleg.

TÁROLÁS

Fredeti kizserelésében 25° C alatti hőmérsékleten tárolható. Nedvességtől védve tárolandó. Gyermekektől távol tartandó! A termék lejárati ideje a közvetlen csomagoláson olvasható.

AZ ELHASZNÁLT TERMÉK LESELETJESE

Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy selejtezze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

KISZERELÉS

0,14g *Bio MTA+ powder* port tartalmazó üvegfola, valamint 1 ml *Bio MTA+ liquid* folyadékot tartalmazó pipetta.



Биоматериал за запълване и изграждане на коренови канали

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ:

Bio MTA+ powder: калциев оксид, хидроксипатит и оксиди на: силиций, желязо, глина, натрий, калий, бисмут, магнезий, цирконий, калциев фосфат. *Bio MTA+ liquid*: пречистена вода , калциев катализатор.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продуктът е предназначен за ползване по време на стоматологично лечение като материал за запълване и изграждане на коренови канали. След смесването с течния *Bio MTA+ liquid*, времето за работа е около 4 мин. а цялостното втвърдяване на материала настъпва след 2 часа. Действа реминерализиращо на зъбната тъкан поради голямото количество на калциеви йони. Силициевите и калциевите съединения спомогат изграждането на тъканите след перфорацията на стените, както и вътрешноканалната резорбция. Допълнително продуктът Bio MTA+ съдържа хидроксипатит, който е натурален елемент, изграждащ костите, благодарение на което продуктът идеално се поема от зъбната структура. Bio MTA+ е изключително препоръчан при следните случаи:

- перфорация на стените на кореновите канали
- вътрешно канална резорбция
- задно запълване на върха на канала
- при непосредствено покриване на пулпа
- при ампулация на пулпа
- при левуване на зъби с недоразвит корен.

Bio MTA+ не може да се използва като самостоятелно средство за запълване на канала. След разбъркването Bio MTA+ е изключително пластичен с хомогенна консистенция, не се рони, добре се задържа върху уреда. Благодарение на това, налягането на Bio MTA+ е значително по-лесно в сравнение с други продукти от този тип.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Отрежи върха на пипетата с означение *Bio MTA+ liquid*. Цялото съдържание на стъклената фиолка *Bio MTA+ powder*, както и 1-2 капки от течността *Bio MTA+ liquid* да се сложи на подложката за разбъркване. Да се разбърква около 30 секунди, докато консистенцията не наподобява мека пластилин. Ако материалът е прекалено твърд или се рони, трябва да се добави още една капка *Bio MTA+ liquid*. **ВНИМАНИЕ!** *Bio MTA+ powder* трябва да се разбърква преди всичко с *Bio MTA+ liquid*. Да не се използват замесители или вода. Препаратът да се наанся върху избраното място с помощта на специалния за целта апликатор. Опаковката *Bio MTA+ powder* съдържа количество, нужно за еднократно ползване. След смесването с *Bio MTA+ liquid* готовата смес трябва да се използва максилно в рамките на 4 минути. След това време настъпва втвърдяване на сместа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се ползва от пациенти, алергични към съставките на препарата. Да не се ползва по време на възпалителни процеси, понеже киселинното PH пречи за съединяване на Bio MTA+. За разбъркването на *Bio MTA+ powder* да не се ползва нито вода, нито други течности, трябва да се използва само *Bio MTA+ liquid*.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Препаратът може да доведе до увреждане на очите. Действа дразнещо на жлезите на устната кухина, на кожата и очите. При контакт незабавно да се изплакне обилно с вода и да се консултира с лекар. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се излие голямо количество вода. Да се консултира с лекар. При работа с препаратa трябва да се използват кofердам, еднократни ръкавици и предпазни очила. При сериозен инцидент, свързан с изделието, трябва да се уведоми производителя и съответния орган по местожителство на потребителя или пациента.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 25 °C. Да се пазят от влага. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Датата на годност се намира непосредствено на опаковката.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА

Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА

Стъклената фиолка съдържа 0,14 г препарат на прах *Bio MTA+ powder*, пипета с 1 мл течност *Bio MTA+ liquid*.

