

**PRZEZNACZENIE**

Okulary ochronne dla pacjenta zapobiegają urazom oka i okolicy oczu, które mogłyby nastąpić w wyniku działania mało szkodliwych czynników mechanicznych występujących podczas zabiegów stomatologicznych.

SPOSÓB MOCOWANIA

Folię wyjąć delikatnie, unikając zabrudzenia i zarysowania, umieścić końce arkusza folii w uchwytach po bokach oprawki okularowej.

Mocować folię, gdy oprawka jest rozłożona.

Wysokość oraz odchylenie folii można regulować indywidualnie.

Nie należy składać oprawki z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy wypiąć.

UWAGA: oprawki wykonane są z materiału termoplastycznego, można je więc dogiąć i modelować według indywidualnych potrzeb po zanurzeniu w gorącej wodzie.

KONSERWACJA

Po zabrudzeniu wypiąć folię z oprawki, a następnie spłukać delikatnie wodą z dodatkiem detergentu i pozostawić do wyschnięcia. Folię można użyć ponownie. W przypadku pojawienia się na folii zarysowań lub zmatowienia, będącego wynikiem zużycia – folię należy wyrzucić i użyć kolejnego arkusza.

Nie wycierać do sucha!

Nie używać spirytusu!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

OPAKOWANIE ZAWIERA

Oprawka okularowa z plastikowymi zaczepami + zestaw wymiennych folii.

INTENDED USE

Protective shields for a patient prevent injuries of an eye and eye area that could happen as a result of fairly harmless mechanical conditions that occur during dental procedures.

METHOD OF ASSEMBLY

Remove the foil gently, avoid causing scratches and contact with items likely to cause damage. Connect the endings of foils with the clips from both sides of the visor.

Fix the foil when frame is unfolded.

The foil can be individually adjusted to suit the user.

Do not fold the spectacle frame with the foil attached; take off the foil before folding.

NOTICE: Visors are made of thermoplastic material. To shape the visor to a desired shape, soak in hot water beforehand and then shape as required.

MAINTENANCE

To maintain the visor, remove foil from the spectacle frame and rinse it carefully with water and detergent, then leave it to dry. Foil can be used once again. If any scratches or blurring occur as result of use, discard the foil and use another sheet of replaceable foil.

Don't wipe!

Don't use spirit or an aggressive cleaning agent!

Manufacturer does not take any responsibility for using the product in a manner not in accordance with instructions or intended use.

CONTENTS OF SET

Spectacle frame with plastic clips + set of replaceable foils.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel/fax 0048 15 842-35-85

