

<p>PRODUKTOKAKOUCIUTVARKYMAS</p> <p>Panaudotas tuoteos ulituzoi arba gpažinti gamintojai.</p>
<p>PAKUOTE</p> <p>Svirkstas su 2 ml preparato, vienkartini aplikatorių rinkinys.</p>
<p>Paskutinio atnaujinimo data: 13.08.2021/5</p>
PT

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
PRÓDUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo 5,25%), água de pureza farmacopeica, substâncias tensioativas, base de gel.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Líquido para enxaguar canais radiculares. Remove os restos de polpa morta durante o preparo mecânico do canal. Limpa o canal, incluindo a remoção da camada viscosa para expor os orifícios do túbulo dentário antes de preencher o canal. Previne a descoloração dos dentes, que pode ocorrer após o preenchimento de um canal não enxaguado.
A consistência em gel permite minimizar o risco de empurrar o produto para fora do forame apical e proporcionar um ótimo controle durante a aplicação.
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA é especialmente recomendado para a preparação de canais com ápices largos, não formados ou danificados.

MODO DE USO
Antes de iniciar o procedimento, mergular o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e colocá-lo na seringa. Para preparar o canal radicular, colocar o produto **CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA** diretamente no canal radicular usando o aplicador fornecido ou cobrir diretamente o instrumento odontológico selecionado. Preparar o canal, enxaguar-lo com soro fisiológico utilizando uma agulha do tipo de um officio lateral. Enxaguar alternadamente com EDTA. Repetir a ação de várias vezes. O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecção.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

ATENÇÃO! Ao enxaguar os canais radiculares, usar uma solução salina fisiológica entre os enxaguamentos com hipoclorito de sódio e digliconato de clorexidina, o que evita a formação de sedimentos acastanhados. Enxaguar com abundância.

PRECAUÇÕES

Tomar especial cuidado ao utilizar o produto durante perfurações. Pode causar quemaduras na pele e lesões oculares graves.

Em caso de contato, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. Utilizar um disco de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção.
O DISPENSADOR NÃO PODE SER USADO PARA ARMAZENAR LÍQUIDOS!
Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a uma temperatura entre 2 e 8 °C (no frigorífico). Proteger da luz solar. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

TRANSPORTE

O fabricante permite que o produto seja transportado por no mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM DISPONÍVEL

Seringa contendo 2 ml de produto, conjunto de aplicadores descartáveis

Data da última atualização: 13.08.2021/5

DA
<p>LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FOR BRUG</p> <p>PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER</p>

INGREDIENSER: natriumhypoklorit (aktivi klor. 5,25%), ultrarent vand, overfladeaktive stoffer, gelbase.

PRODUKTBEGRÆNELSE

Produkt til skylning af rodkanaler. Ved mekanisk forberedelse af kanaler fjernes præparatet rester af den døde pulp. Det renser tandkanalen, inklusive fjernelse af udstrykningslag for at eksponere mundingen af dentinublu inden kanalen udfyldning. Præparatet forhindrer misfarvning af tænder, som ellers kunne opstå efter udfyldning af den ikke-skyldede kanal. Præparatets gelkonsistens minimerer risikoen for at presse det ud over den apikale åbning og sikrer meget god kontrol under påføring.
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA anbefales især ved forberedelse af rodkanaler med brede, ikke-formede eller beskadede spidser.

ANVENDELSEMÅDE

Inden proceduren neddyb den vedlagte aplikator i sprit (ætnanol), derefter sæt den ned på sprajten. For at forberede rodkanalen placer **CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA**-præparatet direkte ind i rodkanalen ved hjælp af den vedlagte aplikator eller påfør præparatet på det valgte redskab til rodbehandling.
Forbered rodkanalen, skyl med fysiologisk saltopløsning ved hjælp af en nål med et sidehul. Skyl skiftevis med EDTA. Gentag handlingen flere gange. Præparatet er beregnet til færgangsbrug, mens applikatorer kun til engangsbrug. Applikatorens genbrug kan udgøre risiko for gentekontaminering.

CONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

ADVARSEL! Ved skylning af rodkanalerne, mellem skylning med natriumhypoklorit og chlorhexidine digluconat, anvend fysiologisk saltopløsning, hvilket forhindrer bundfældning af brunt sediment. Skyl rigeligt.

FORHOLDSREGLER

Vær særlig forsigtig, når du bruger præparatet i tilfælde af perforeringer. Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.
I tilfælde af kontakt skyl straks med rigeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand. Kontakt læge. Under arbejde med præparatet anvend en kofferdam. Anvend handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.

BRUG IKKE DISPENSEREN TIL AT BEHØVRES VÆSKER!

I tilfælde af forekomst af alvorlige helseunders vedrørende præparatet, rapporter faktummet til producenten og den kompetente statsmyndighed i det land, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

OPBEVARING

Opbevares i originalembalagen ved en temperatur på 2–8 °C (i køleskabet). Må ikke udsættes for sollys. Opbevares utilgængeligt for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

TRANSPORT

Producenten tillader, at præparatet transporteres i ikke længere end 10 dage ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarigt transport inden for de specificerede temperaturgrænser påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD

Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

TILGÆNGELIGE EMBALLAGE

En sprøjte med 2 ml af præparatet, et sæt engangsapplikatorer.

Seneste opdatering: 13.08.2021/5

EL
<p>ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p> <p>ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ</p>

ΣΥΝΟΨΗ: υποχλωριδός νάτριο (περιεκτικότητα ενεργού χλωρίου 5,25%), νερό φυσικής πηγής καθαρότητας, επιφανειοδραστικές ουσίες, βάση γέλης.

ΧΡΗΣΗ

Παρασκευάζεται για πλύσιμο ριζικών καναλιών. Το προϊόν κατά τη μηχανική διεύρυνση του καναλιού οφείπει τα υπολείμματά του νεκρού πολπού. Καθαρίζει το κανάλι, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του επιχρισματος για να εκτεθούν οι εκβολές οδοντικών καναλιών πριν γεμίσει το κανάλι. Απορρίπτει τον απομακρυσμένο τον θύνη που θα μπορούσε να συμβεί μετά από το γέμισμα

του μη ζελημένου καναλιού.
Μορφή γέλης του παρασκευάσματος επιτρέπει την ελαστικοποίηση του κινδύνου ώθησης του παρασκευάσματος, πέρα από το άνοιγμα της κορυφής και παρέχει πολύ καλό έλεγχο κατά τη εφαρμογή.
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA συνιστάται ιδιαίτερα για την επεξεργασία καναλιών με φαρδύς, άμορφες ή κατεστραμμένες κορυφές.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βυθίστε το προσαρτημένο απλικατέρ σε αλκοόλ (αιθυλική αλκοόλη) και μετά τοποθετήστε το τη σύριγγα. Για να επεξεργαστείτε το ριζικό κανάλι, τοποθετήστε το **CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA** απευθείας στο ριζικό κανάλι χρησιμοποιώντας το προσαρτημένο απλικατέρ ή κολώστε το επεκταμένο εργαλείο για κανάλια με το παρασκευάσμα.
Επεξεργαστείτε το κανάλι, ξεπλύνετε με αλατούχο διάλυμα χρησιμοποιώντας βελόνα με πλευρική οπή. Ξεπλύνετε εναλλάξ με αιθυλενοδιαμινοτεραοδικό οξύ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μερικές φορές. Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, ενώ το απλικατέρ προορίζεται για μία χρήση. Η επαναχρηση του απλικατέρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης.

ΑΝΤΙΝΕΑΡΧΙΣΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαίσθησια στα συστατικά του παρασκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ξεπλύνετε τα ριζικά κανάλια, μεταξύ του ξεπλύνματος με υποχλωριωδες νάτριο και διγλυκονικό χλωρεξιδίνη χρησιμοποιήστε το αλατούχο διάλυμα, το οποίο εμποδίζει τον σχηματισμό ενός καφέ υπολείμματος. Ξεπλύνετε άθρονα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το υγρό στις διατρήσεις. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια.
Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάπτωσης, μη προκαλέτε έμεση. Πίνετε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Η χρήση του οδοντικού διασπρόσμητος είναι υποφερκτή κατά τη διάρκεια της εργασίας με το υγρό. Χρησιμοποιείτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα.
ΑΝΟΧΗΤΗ ΖΥΜΩΣΗ
Σε περίπτωση σοβαρών συμπτών που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

ΑΠΟΧΗΤΕΥΣΗ

Διατηρείται στις αρχικές συσκευασίες, σε θερμοκρασία 2 – 8 °C (σε ψυγείο). Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως. Διατηρείται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην έμση συσκευασίας. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωστά κλειστά μετά από κάθε χρήση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Η βραχυχρόνια μεταφορά εντός του συνιστούμενου εύρους θερμοκρασίας, δεν επηρεάζει την ασφαλεία και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες πρέπει να απορριπτούν ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

ΔΙΑΦΕΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μία σύριγγα που περιέχει 2 ml του παρασκευάσματος, τα απλικατέρ μιας χρήσης.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 13.08.2021/5

ET
<p>ENNE KASUTAMISE LUGEGE JÄRGMISEID JUHISEID</p> <p>TOOTE KASUTAMISEKS ANNULT HAMMABAARSTI POOL</p>

KOOSTISOSAED: natriumhypoklorit (aktiivse kloori sisaldus 5,25%), farmakopõa pindaktiivsed ained, geelilaine baas.

EESMÄRK

Juurkanalite loputuspreparaat. Kanal mehaanilise ettevalmistamise käigus eemaldab toode surnud paberimassi jäänuused. Puhastab kanalid sealhulgas sünoviaalikihi eemaldamine selleks, et enne kanali täitmist paljastada dentinaalruulide avad. Hoiab ära hammaste värvimuutuse, mis võivad tekkida pärast pesemist kanalit täites.

Preparaadi geeliline konsistents võimaldab minimeerida preparaadi tihuvast kaugemale surumise riski ja tagab pealekanandmise ajal väga hea kontrolli.
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA on eriti soovitatav laia, vormimata või kahjustatud tihuga kanalite ettevalmistamiseks.

KASUTUSVIIS

Enne protseduuri alustamist kastke lihtsalt aplikaator piiritusse (etüülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlasse. Juurkanalide ettevalmistamiseks asetage **CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA**-preparaat listatud aplikatori abil otse juurkanalisse või katke valitud juurkanalid preparaadiaga.

Ettevalmistage kanalit, loputage soolalahusega küljegaava nõela abil. Loputage vaheldumisi EDTA-ga. Korralke tegevusse mitu korda. Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ärge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkus selle preparaadi koostisosade.

TÄHELEPANU! Juurkanalite loputamisel natriumhypokloriiti ja kloorhexidiini diglükonaadiga loputage vahel kasutage soolalahust, mis hoiab ära pruuni sademe tekkimise. Loputage riiklikult.

ETTEVAATUSABINÕUD
Perforatsioonide kasutamisel olge eriti ettevaatlik. Võib põhjustada tõsisoid nahapõletusi ja sirmalkahjustusi.

Kontakti korral loputage koheselt rohke veeга ja pöörduge arsti poole. Allaneelamisel ärge kasutage preparaati. Joo palju vett. Pöörduge arsti poole. Kasuta kofferdamit täotamisel. Kasuta kindaid, kaitseprille ja kaitseleitust.

DOSAATOR EI OLE KASUTADA VEELDAI HOIDMISEKS!

Seedmtega seotud toote intensiivide korral tuleks teavitada tootjat ja kasutada või patsientide elukohariigi pädevat asutust.

HOIDAMINE

Hoida originaalpakendis temperatuuril 2–8°C. (külmkapis). Kaitse pakikeselaguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõlblikkusaeg on ettese pakendil. Pärast pakendi avamist kõlblikkusaeg ei muutu, kui see on pärast joo kasutamist thedasti suletud.

TRANSPORT

Tootja lubab toode transportida kuni 10 päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteaud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohusid ja efektiivsust kogu selle kasutusaja jooksul.

TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE

Kasutatud pakendid tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

KÄTTESAADAV PAKENDID
Süstel, mis sisaldab 2 ml preparaati, ühekordste aplikatoride komplekt.

Viimase värskenduse kuupäev: 13.08.2021/5

FI

ENNEN KÄYTTÖÄ ON TUTUSTUTTAVA NÄIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN:
TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIIN KÄYTTÖÖN

KOOSTUMUS: natriumhypokloriitti (aktiivinen klooripitoisuus 5,25%), farmaseuttisesti puhdas vesi, pinta-aktiiviset aineet, geelipohja.

KÄYTTÖTARKOITUS
Valmistie juurkanavien huuhteluun. Tuote poistaa kanavan mekaanisen käsittelyn aikana kuoleet massajätteet. Puhdistaa kanavan, mukaan lukien tahrokerroksen poistaminen, jotta dentinaalisettubulusaukot paljastuvat ennen kanavan täyttämistä. Se estää hampaiden värvimuutuksia, joita voi esiintyä huuletteluamattoman kanavan täyttämisen jälkeen.
Valmisteen geelisuus antaa mahdollisuuden minimoida riskityöntä valmiste käriin aivan ulkopuolelle ja tarjooa erittäin hyvän hallinnan levyksen aikana.
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA-tuotetta suositellaan erityisesti sellaisten kanavien käsittelymiseen, joissa on leveät, muotoilemattomat tai vaurioituneet kärjet.

KÄYTTÖTAPA

Ennen toimenpiteen aloittamista upota mukana oleva asetin pirttuun (etyyilalkoholiin) ja aseta se injektioiskiuiskun. Laita juurikanavan käsittelymeks **CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA**-valmistie suoraan juurikanavaan käyttäen siihen kiinnitettyä applikaattoria tai peitä valittu juurikanava valmistieella.

Valmistiee kanava, huuhtelee suolaliuoksella neualla, jonka sivuaukko on

aukko. Huuhtelee vuorotellen EDTA:lla. Toista toimenpide useita kertoja. Tuote on tarkoitettu monikertaiseen käyttöön, mutta applikaattori on vain kertakäyttöinen. Applikaattorin uudelleenkäyttöön liittyy tartuntariski.

VASTA-AIHHEET

Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkinnytyn tuotteen aineksille.

HUOMIO! Kun huuhdellaan juurikanavia, käytä suolaliuosta huuhteluun välillä natriumhypokloriittilla ja kloorihexidiinidiglykonoaattilla, mikä estää ruskean kerrostuman muodostumisen. Huuhtelee perusteellisesti.

VAROTOIMET

Ole erityisen varovainen käyttäessäs rei'itystä. Voimakkaasti ihoa syövyttävä sekä silmiä vaurioittava.

Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhdo sitä välittömästi runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua. Ei saa oksennuttaa. Jos runsaan määrän vettä. Ota yhteyttä lääkäriin. Tuotteen käytön yhteydessä, käytä kofferdamia. Käytä käsineitä, suojalaseja, suojaväitteitä.

Annostelija ei käytetä nesteiden varoistinnin!
Laitteeseen liittyvän vakavan vaurailleen satuessaa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

SÄILITYS

Säilytä alkuperäispakkauksessa 2 – 8°C:n lämpötilassa (jääkaapissa). Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Viimeinen käyttöpäivämäärä on pakkauksessa. Pakkauksen avaamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

KULJETUS

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C:n lämpötilassa. Lyyhtyäkseen kuljetus määrittäällä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöajan ajan.

PAKKAUSIEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Kulunut pakkauks on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

SAATAVILLA OLEVA PAKKAUS
Ruisku, joka sisältää 2 ml valmistetta, kertäkättyötösten applikaattorien sarja.

Viimeisen päivityksen päivämäärä: 13.08.2021/5

HR
<p>PRIJE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE</p> <p>PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUČIVO OD STRANE LIJEČNIKA STOMATOLOGA</p>

SASTAV: natrijev hipoklorit (sadržaj aktivnog klora 5,25%), voda farmakopejske čistote, površinski aktivne tvari, gel baza.

NAMJENA

Preparat za ispiranje korjenjkih kanala. Tijekom mehaničke obrade kanala uklanja ostatke mrtve zubne pulpe. Čisti kanal te uklanja ljepilji sloj radl otkrivanja otvora dentinskih tubula prije ispunjavanja kanala. Sprječava promjenu boje zuba koja bi mogla nastupiti nakon punjenja neispranog kanala.

Gelasta konzistencija preparata omogućuje minimaliziranje rizika od potiskivanja pripravka izvan kanala korjenja i pruža vrlo dobru kontrolu tijekom primjene.
CHLORAXID 5,25 % EXTRA posebno se preporučuje za pripremu kanala sa širokim, neoblikovanim ili oštećenim vjhovima.

NACIN UPORABE

Prije početka postupka, umočite priloženi aplikator u spirit (etilni alkohol), a zatim ga stavite na spricu. Za pripremu korjenjskog kanala, stavite preparat **CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA** izravno u korjenjki kanal pomoću priloženog aplikatora ili prekrjite odabrani korjenjki kanal preparatom. Pripremite kanal, isperite fiziološkom otopinom pomoću igle s bočnim otvorom. Isprati najzimejnijom EDTA-om. Ponovite nekoliko puta. Proizvod je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba aplikatora može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

CONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s proesjetljivošću na sastojke preparata.
PAZNA! Prilikom ispiranja korjenjkih kanala, a između ispiranja natrijevom hipokloritom i klorhexidin diglukonatom, isperite fiziološkom otopinom, čime se sprječava stvaranje smeđe naslage. Temeljito isperite.

MJERE OPREZA

Budite posebno oprezni prilikom uporabe kod perforacija. Može izazvati teške opekotine kože i ozljede oka.

Ako dođe u dodir odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ako se protuga ne izazvati povraćanje. Popiti puno vode. Zatražite savjet liječnika. Prilikom rada s proizvodom upotrebljavajte koferdam. Nostie rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću.

DOZATOR NE SLUŽI ZA ČUVANJE TEKUCINA!
U slučaju ozbiljnih nezgoda povezanhi s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi od 2-8°C (u hladnjaku). Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom crvstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Proizvođač dopušta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana, na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog temperaturnog raspona ne utječe na sigurnost i učinkovitost proizvoda tijekom njegovog roka trajanja.

ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE
Istošruva ambalaže je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

DOSTUPNA PAKIRANJA

Sprica koja sadrži 2 ml preparata, set jednokratnih aplikatora.

Datum posljednjeg ažuriranja: 13.08.2021/5

LV
<p>PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIGI IEPAZĪTES AR ŠĪEM LIETOŠANAS NORĀDJUMIEM</p> <p>MATERĪĻU VAR IEGĀDĀTIES TĪKAI CERTIFICĪTS ZOBĀRSTNĪCĪBAS SPECĪĻĪSTS STOMATOĻOS</p>

SASTĀVS: nātrija hipohlorīts (aktīvā hlora saturs 5,25%), atirīts ūdens, virsmaktīvās vielas, gēla bāze.

PIELIETOJUMS

Līdzeklis sakņu kanālu skalošanai. Izstrādājums izņem atmirušās pulpas paliekas kanālā mehāniskas paplašināšanas laikā. Attīra kanālu un noņem lipīgo slāni, lai atsegtu dentīna kanāliņu iegas pirms kanāla aizpildīšanas. Novērs zobu toni izmaiņas, kas varētu rasties pēc uzskalošanas kanāla aizpildīšanas. Gēla konsistence palīdz samazināt risku, ka līdzeklis varētu tikt aplīcēts ārpus saknes augšdaļas atvēruma, nodrošinot ļoti labu kontroli gēla uzklāšanas laikā.
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA īpaši piemērots platu, neattīstītu vai bojātu kanālu augšdaļu apstrādei.

KONTRAINDIKĀCIJE