

Nemojte brisati. List se može ponovno upotrijebiti. Preporučljivo je dezinficirati okvir naočala. Proizvođač ne preuzima odgovornost za korištenje vizira koje nije u skladu s instrukcijama ili namjenom proizvoda.

SKLADIŠTENJE

Zaštiti od vlage.

PAKIRANJE

Okvir naočala s plastičnim kucicama + set folija.

Datum posljednjeg ažuriranja: 30.08.2021/1

LV
<p>PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPĪGI IEPAZĪTIES AR ŠIEM LIETOŠANAS NORĀDĪJUMIEM</p> <p>MATERIĀLU VAR IEGĀDĀTIĒS TĪKAI SERTIFICĒTS ZOBĀRSTNIECĪBAS SPECĪALĪSTS STOMATOLOGS</p>

PIELIETOJUMS

Pacientu aizsargvairogi novērš acu un acu zonas ievainojumus, kas varētu rasties no diezgan nekaitīgām mehāniskām darbībām, kuras veic zobārstniecības procedūru laikā.

LIETOŠANA

Uzmanīgi izņemiet aizsargstiklu, lai nenosmērētu un nesaskrāpētu to. Ievietojiet aizsargstikla plātnākās malas fiksatoros abās rāmja malās. Piestipriniet aizsargstiklu, kad koriģejošo brillu rāmīs ir atlocīts. Aizsargstiklu var individuāli pielāgot, lai tas būtu piemērots lietotājam. Nesalokiet brillu rāmi / brilles, kad sešsega aizsargstikls ir piestiprināts. Pirms salocīšanas noņemiet aizsargstiklu.

UZMANĪBU: Sešsegi ir veidoti no termoplastiska materiāla. Lai piesķirtu sešsegam vēlamo formu, vispirms izmērcējiet to karstā ūdenī un tad izveidojiet formu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ja, saistībā ar produkta izmantošanu, ir radies nopietns apdraudējums, par to nepieciešams ziņot ražotājam un tās valsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājam vai pacientam ir pastāvīgā dzīvesvieta.

APKOPE

Noņemiet nosmērēto aizsargstiklu no brillu rāmja / brillēm, nomazgājiet to siltā ūdenī ar nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa un ļaujiet tam nožūt.

Nenoslauciet. Aizsargstiklu var izmantot vairākas reizes. Ieteicams dezinficēt brillu rāmi.

Ražotājs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad sešsegs netiek izmantots saskaņā ar norādījumiem vai paredzēto lietošanu.

UZGLABĀŠANA

Sargāt no mitruma.

IEPAKOJUMS

Brillu rāmīs ar plastmasas āķiem + aizsargstiklu komplekts.

Pēdējās atjaunināšanas datums: 30.08.2021/1

NL
<p>NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING</p> <p>HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN</p>

BESTEMMING

De beschermbril voor de patiënt voorkomt letsels aan de ogen en de omgeving van de ogen die kunnen ontstaan door minder schadelijke mechanische factoren die kunnen optreden tijdens tandheelkundige behandelingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Haal het folie voorzichtig uit de verpakking en vermijd vuil en krassen. Plaats de uiteinden van het folie in de houders aan de zijken van het brilmontuur.

Bevestig het folie als het montuur is uitgeklapd.

U kunt de hoogte en de hellingshoek van het folie individueel instellen. Klap het montuur niet in als het folie er nog op zit. Verwijder de folie voor het inklappen.

OPGELET: het montuur is gemaakt van thermoplastisch materiaal. Nadat u het montuur heeft ondergedompeld in heet water kunt u het naar behoefte bijbuigen en in model brengen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Indien een ernstig incident in verband met het product plaatsvindt, moet u dit melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van het land waar de gebruiker of de patiënt zijn woon- of verblijfplaats heeft.

ONDERHOUD

Na verontreiniging maakt u het folie los uit het montuur. Vervolgens kunt u het wassen in warm water met een reinigingsmiddel, afspelen en laten drogen. Niet afwegen. U kunt het folie opnieuw gebruiken. Desinfectie van het montuur wordt aanbevolen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing en het doel van het product

BEWARING

Beschermen tegen vochtigheid.

VERPAKING

Brilmontuur met plasticlemmen + set verwisselbare folies.

Datum laatste actualisatie: 30.08.2021/1

SK
<p>PRED POUŽITÍM SA OBOZNÁMTE S TÝMITO POKYNNI</p> <p>VÝROBK IBA NA POUŽITIE ZUBNÝM LEKÁROM</p>

URČENIE

Ochranné okuliare pre pacienta zabraňujú zraneniam očí a očného okolia, do ktorých by mohlo dôjsť v dôsledku pôsobenia menej škodlivých mechanických faktorov vyskytujúcich sa počas stomatologického ošetroia.

SPÔSOB POUŽITIA

Opätne vyberte fóliu, pričom si dajte pozor, aby sa neznečistila ani nepoškriabala, okraje fólie umiestnite na háčikoch po bokoch rámu okuliarov.

Fóliu pripojte, keď je rám okuliarov rozložený.

Výšku a odklon fólie je možné individuálne nastaviť.

Neskladajte rám okuliarov s pripojenou fóliou, pred zložením fóliu odpojte.

POZOR: rám okuliarov je vyrobený z termoplastického materiálu, a teda po ponorení do horúcej vody je ho možné ohnúť a modelovať podľa individuálnych potrieb.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V prípade výskytu vážnej nehody súvisiacej s výrobkom, nahláste túto skutočnosť výrobcovi a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej má používateľ alebo pacient svoje bydlisko.

ÚDRŽBA

Po znečistení vyberte fóliu z rámu/okuliarov, umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom, vypláchnite a nechajte vyschnúť. Neutierajte. Fólia je vhodná na opätovné použitie. Odporúča sa dezinfikovať rám.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za následky použitia výrobku v rozpore s pokynmi a určením.

SKLADOVANIE

Chráňte pred vlhkosťou.

BALENIE

Rám okuliarov s plastovými háčikmi + sada náhradných fólií.

Dátum poslednej aktualizácie: 30.08.2021/1

SL
<p>PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO</p> <p>IZDELEK LAHKO UPORABLJAJO IZKLUJUČNO STOMATOLOGI</p>

NAMEN

Zaščitna očala za pacienta preprečujejo poškodbe oči in njihove okolice, ki bi se lahko pojavile med stomatološkimi posegi zaradi nizko škodljivih mehanskih dejavnikov.

UPORABA

Folijo pazljivo odstranite, pri čemer pazite, da se ne bo umazala ali opraskala. Nato konce folije namestite na bočno stran okvirja očal. Folijo namestite, ko je okvir razstavljen.

Višino in naklon folije lahko individualno prilagodite.

Okvirja z nameščeno folijo ne zlagajte, ampak folijo predhodno odprite.

POZOR: okvir je izdelan iz termoplastičnega materiala, zato ga lahko potopite v vročo vodo in ga zvijate oz. prilagajate njegovo obliko glede na potrebe.

VARNOSTNA OPOZORILA

V primeru resne nesreče, povezane z izdelkom, je treba le-to prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu, v državi prebivališča uporabnika ali pacienta.

VZDRŽEVANJE

Ko se folija umaze, jo odprite z okvirja/očal, umijte v topli vodi z dodatkom detergenta, sperite pod čisto vodo in pustite, da se posuši. Folije ne brišite. Folijo lahko uporabite ponovno. Priporočamo dezinfekcijo okvirja.

Proizvajalec ni odgovoren za vzdrževanje in uporabo proizvoda, ki ni v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.

SHRANJEVANJE

Ne izpostavljajte vlagi.

PAKIRANJE

Okvir za očala s plastičnimi sponkami + komplet zamenljivih folij.

Datum zadnje posodobitve: 30.08.2021/1

SV
<p>LÅS DENNA INSTRUKTION INNAN ANVÄNDNING</p> <p>PRODUKTEN AVSEDD UTESLUTANDE FÖR ANVÄNDNING AV TANDLÄKARE</p>

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Skyddsglasögon för patienten förebygger skador i och runtom ögonen som skulle kunna uppstå till följd av mindre skadliga mekaniska faktorerers verkan som uppstår under tandbehandlingar.

BRUKSANVISNING

Ta ut folien försiktigt och undvik att smutsa ner eller rera den. Placera folieändan i hållare på bågens sidor.

Fäst folien när bågen är uppfälld.

Höjden och lutning på folien kan ställas in individuellt.

Vik inte ihop bågen med folien på. Ta av folien innan bågen viks ihop.

OBS! Bågarna är tillverkade i ett termoplastiskt material och kan böjas till och formas enligt individuella behov efter att de värmts upp i hett vatten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ifall någon allvarlig incident inträffar i samband med användning av produkten ska detta meddelas tillverkaren samt lämplig myndighet i användarens eller patientens hemvistland.

SKÖTSEL

Nedsmutsad folie tas av bågen och rengörs i varmt vatten med rengöringsmedel, sköljs av och lufttorkas. Ska ej torkas av. Folien kan återanvändas. Desinficering av bågen rekommenderas. Tillverkaren ansvarar inte för konsekvenserna av att produkten används i strid med anvisningarna eller den avsedda användningen.

FÖRVARING

Skyddas mot fukt.

FÖRPACKNING

Glasögonbåge med plathållare + uppsättning av utbytbara folie.

Senaste uppdatering: 30.08.2021/1