

obligatória para reparações na boca do paciente. Utilizar um sugador durante o condicionamento. Utilizar proteção de pessoal: vestuário, luvas, viseira e proteção.

Em caso de incidente grave relacionado ao produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO
Conservar na embalagem original a temperaturas até 25°C. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

TRANSPORTE

O fabricante permite que o produto seja transportado por não mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Seringa contendo 2 ml de produto.

Data da última atualização: 24.05.2021/6

DA
LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FØR BRUG PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER

INGREDIENSER: flusseye 9,5 %, gelbase, farvestof.

PRODUKTBTETGNELSE

Anvendes til ætning af porcelen ved restaurering af protesefylninger samt til at ætse porcelænfacader, kroner, indlæg eller onlays, for disse cementeres fast.

ANVENDELSESMÅDE

Inden proceduren skal den vedlagte applikator nedsenkes i sprit (ætanol), og derefter sættes på sprøjten.

- Behandlingsområdet isoleres med kofferdam.
- En elastisk blå applikator skrues på en sprøjte med ætsemidlet i stedet for sikkerhedskapslen.
- Tryk en lille mængde ætsemiddel ud på en matteret og aftørret overflade. Straks efter brug luk sprøjten med sikkerhedskapsel.
- Lad ætsegelen forblive i 60 sek., hvorefter skal grundig og aftor den behandlede overflade.
- Silan anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Præparatet er beregnet til flergangsbrug, mens applikatoren er beregnet til engangsbrug. Applikatoren genbrug kan udgøre risiko for genkontaminering.

KONTRAINDIKATIONER

Præparatet må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for dets ingredienser.

FORHOLDSREGLER

Ætsende stof - undgå kontakt med hud og slimhinder. I tilfælde af kontakt, skyl grundigt med rigeligt vand, og hvis nødvendigt søg lægen. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med rigeligt vand og konsulter øjenlæge. Ved indtagelsen fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand. Kontakt læge. Når reparationen udføres i patientens mund skal obligatorisk anvendes kofferdam og beskyttelse af patientens øjne. Under ætstning benyttes udsugning. Anvend personlige værnemidler: arbejdsglas, handsker, maske. I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal faktummet rapporteres til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

OPBEVARING

Opbevares i originalemballage ved en temperatur på ikke over 25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Udløbsdatoen er påført på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

TRANSPORT

Producenten tillader, at præparatet transporteres over en periode op til 10 dage ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for de specificerede temperaturgrænser påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

HÅNTERING AF EMBALLAGEAFFALD

Brugt emballage skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE

En sprøjte indeholdende 2 ml af præparatet.

Seneste opdatring: 24.05.2021/6

EL
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: φθοροφόρο οξύ 9,5%, βάση γέλης, βαφή.

ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείται για αδροποίηση παραλάνης κατά την επιδόρθωση προθετικών γεμισμάτων, καθώς και για αδροποίηση καμπίλων παραλάνης, κορώνων ή ενθέτων (inlay), οπλοκλιμίων (onlay) πριν από τη τοιμμενοποίηση τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βυθίστε το προσαρτημένο απλικατέρ σε αλκοόλη (αυθική αλκοόλη) και μετά τοποθείστε το στη σύριγγα.
- Απομωνώστε την περιοχή επεξεργασίας με οδοντικό διάφραγμα.
- Βιδώστε το εύκαμπο μπλε απλικατέρ στη σύριγγα με αδροποιητικό πήκτωμα αντί για το πύμα ασφαλίσης.
- Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του αδροποιητικού πηκτώματος στην οδοντική και στεγνή επιφάνεια, κλείστε αμέσως τη σύριγγα με το πύμα ασφαλίσης μετά τη χρήση.
- Αφίστε το αδροποιητικό πηκτώμα για 60 δευτερόλεπτα και μετά ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε την επιφάνεια του παρασκευάσματος.
- Χρησιμοποιήστε το Silane σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Το προϊόν προορίζεται για τοπική χρήση ενώ το απλικατέρ προορίζεται για χρήση. Η επανάχρηση του απλικατέρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ασθενείς με υπερευαίσθησια στα συστατικά του παρασκευάματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβρωτικό παρασκευάσμα - αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τους βλεννογόνους, σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε άφθονα με τρεχούμενο νερό, συμβουλευτείτε νερό εάν είναι απαραίτητο. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό με ανοιχτό το βλέφαρο, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προσπαθείτε να κάνετε εμετό, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επικοινωνίας στο στόμα του ασθενούς, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε ένα οδοντικό διάφραγμα και να προστατεύετε τα μάτια του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε την ελαστική αέρα κατά τη αδροποίηση. Χρησιμοποιήστε προσωπική προστασία: ρούχα, γάντια, προστατευτική προσωπίδα.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοική ο χρήστης ή ο ασθενής.

ΑΠΟΦΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 25°C. Διατηρείται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην άμεση συσκευασία. Μετά από τό άνομη

της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωστά κλειστί μετά από κάθε χρήση.

ΜΕΤΑΒΟΡΑ

Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Η βραχυχρόνια μεταφορά εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του προϊόντος καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η χρησιμοποιημένη συσκευασία πρέπει να απορριπτεται ή να επιστρέφεται στον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μια σύριγγα που περιέχει 2 ml του παρασκευάματος.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 24.05.2021/6

ET
ENNE KASUTAMIST LUGEGE JÄRGMISEID JUHISEID TOOTE KASUTAMISEKS ANIULT HAMBARSTI POOLT

KOOSTISOSAD: o-fosforhape 9,5%, geelalus, värv.

EESMÄRK

Seda kasutatatakse portselani söövitamiseks proteeside parandamisel ning söövitamiseks portselani zroonide kiinitamine, kroonide ning täiteainete (inlay), jälgedele (onlay) enne nende tsementerimist.

KASUTUSVIIS

Enne protseduuri alustamist kasteke lisatud aplikaator piiritsusse (etüülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlele.

- Isoleerige ravitsouk kofferdamiga.
- Keerake painduv sinine aplikaator lukustusmutri asemel söövitatavale süstlele.
- Kandke tihumid ja kuivandud pinnale üsna söövitus detaili, pärast kasutamist sulgege süstla kogu lukustuskorgiga.
- Jätke söövitus 60 sekundiks, seejärel loputage hoolikalt ja kuivage preparaadid pihp.
- Kasutage Silane vastavalt tootja kasutusjuhendile.
- Kasutage mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

VASTUÄRISTUSED

Ärge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkus suhtes preparaadi koostisosade.

ETTEVAATUSABINÕUD

Söövitatv preparaat - vältige kokkupuudet naha ja limaskestadega, kontakti korral loputage hoolikalt jooksva vee all, vajadusel pöörduge arsti poole. Vältige silma sattumist, kontakti korral loputage hoolikalt vee all, kui silmalaud on avatud, pöörduge silmaarsti poole. Allaneelamisel ärge kutsuge ette oksendamist: loputage suud veega. Pöörduge arsti poole. Patsiendi suus tehtavate paranduste korral on kohustuslik kasutada kofferdami ja patsiendi silmikaitse. Söövitamisel kasutage õhu väljavõtte. Kasutage isikuaitsevahendeid: riided, kindad, kaitsekiivri. Seadmega seotud tõsiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patsiendi elukohariigi pädevaid asutusi.

HOIDAMINE

Hoida originaalpakendis temperatuuril kuni 25°C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõlblikusaeg on etesse pakendis. Pärast pakendi avamist kõlblikusaeg ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist tihedalt suletud.

TRANSPORT

Tootja lubab toodet transportida kuni 10 päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteandud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohtu ja efektiivsust kogu selle kasutusaja jooksul.

TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE

Kasutatud pakendid tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

PAKEND

Süsteli, mis sisaldab 2 ml preparaati.

Viimase värskendamise kuupäev: 24.05.2021/6

FI
ENNEN KÄYTTÖÄ ON TUTUSTUTTAVA NÄIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN: TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTTÖÖN

AINESOSAT: fluorivetyyhappo 9,5 %, geelipohja, väriaine.

KÄYTTÖTARQUITUS

Äänettä käytetään posliinin syövyttämiseen proteesirestauroitioita korjattaessa ja posliiniviljelyn, kruunujen tai sisa- ja ulkopalkojen syövyttämiseen ennen sementointia.

KÄYTTÖTAPA

- Ennen toimenpiteen aloittamista upota mukana oleva asetin pirtuun (etyyialkoholiin) ja sitten asetä se injektorisuukun.
- Eristä käsittelyalue kofferdamilla.
- Kierrä joustava sininen applikaattori etsausruukun lukituskorkin tilalle.
- Levitä pieni määrä syövytysainetta mattapinnalle ja kuivuneelle pinnalle ja lisää ruisku välittömästi käytön aikana suojakorkilla.
- Anna syövytyksen vaikuttaa 60 sekuntia, huuhtele huolellisesti ja kuivaa valmistelupintä.
- Levitä silaania valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu monikeräiseen käyttöön, mutta applikaattori on kertakäyttöinen. Applikaattorin uudelleenkäyttöön liittyy tartuntariski.

VAISTA-AIHHEET

Valmistetta ei saa käyttää, mikäli potilas on herkinnyt sen aineksille.

VAROTOIMET

Syövyttävää - välttä kosketusta ihon ja limakalvojen kanssa, huuhtele kosketuksen sattuessa runsaasti juoksevilla vedellä, ota tarvittaessa yhteyts lääkäriin. Välttä kosketusta silmiin, huuhtele kosketustapaussessa runsaasti juoksevan veden alla silmäluomet auki, ota yhteyts silmälääkäriin. Jos ainetta on nieltä, älä pakota oksentamista vaan huuhtele suu vedellä. Ota yhteyttä lääkäriin. Potilaan suussa tehtävissä korjauksissa on pakko käyttää sulkuuputkea ja suojata potilaan silmät. Käytä ilmanpoistosa syövytyksen aikana. Käytä henkilönsuojaimia: vaatteet, käsineet, suojalasi.

Laitteeseen liittyvän väkavan vaaratilanteen sattuessa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa alle 25°C:n lämpötilassa. Säilytettävä lasten ulottomattomissa. Käyttökelpoisuusaiaka on merkitty välittömään pakkaukseen. Pakkauksen avaamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiivisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

KULJETUS

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C: n lämpötilassa. Lyhytaikainen kuljetus määrättyä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöajan ajan.

PAKKAUSTEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Käytetyt pakkaukset tulee hävittää tai palauttaa valmistajalle.

PAKKAUS

Ruisku sisältää 2 ml valmistetta.

Viimeisen päivityksen päivämäärä : 24.05.2021/6

HR
PRJE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUČIVO OD STRANE LJEČNIKA STOMATOLOGA

SASTAV: Fluorovodična kiselina 9,5%, gel baza, boja.

NAMJENA

Koristi se za jekanje keramike u porporku protetskih nadomjestaka, kao i za jekanje keramičkih ljuskića, krunica ili umetka (inlay), obloga (onlay) prije njihovog cementiranja.

NAČIN UPORABE

Prije početka postupka, umočite priloženi aplikator u spirit (etilni alkohol), a zatim ga stavite na špricu.

1. Izolirajte područje obrade koferdamom.

2. Na mjestu sigurnosnog štitnika šprice s nagrižaćem uvrnite fleksibilni plavi aplikator u skladu s uputama proizvođača.
3. Nanesite malu količinu nagrižaca na matricu i osušenu površinu, odmah nakon uporabe zatvorite špricu sigurnosnim štitnikom.

4. Ostavite nagrižac 60 sekundi, a zatim temeljito isperite i osušite površinu preparacije.

5. Koristite Silane skladno uputama proizvođača.
Proizvod je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Višekratna uporaba aplikatora može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preparata.

MJERE OPREZA

Nagrižajući tvar - izbjegavajte kontakt s kožom i sluznicama, u slučaju dodira temeljito isperite tekućom vodom, ako je potrebno obratite se liječniku. Izbjegavajte kontakt s očima, u slučaju dodira s očima obilno isperite pod tekućom vodom otvorenog kapka, obratite se oftalmologu. Ako se proguta, nemojte izazivati povraćanje, isperite usta vodom. Zadržajte savjet liječnika. U slučaju porporka u ustima pacijenta, obvezno je koristiti koferdam i zaštititi oči pacijenta. Koristite odsis zraka tijekom nagrižanja. Koristite zaštitu osoblja: zaštitnu odjeću, rukavice, vizire. U slučaju ozbiljnih nezdoga povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi do 25°C. Čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Proizvođač dopušta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana, na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog temperaturnog raspona ne utječe na sigurnost i učinkovitost proizvoda tijekom njegovog roka trajanja.

ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE

Istrošenu ambalažu je potrebno obraditi ili vratiti proizvođaču.

PAKIRANJE

Šprica koja sadrži 2 ml preparata.

Datum posljednjeg ažuriranja: 24.05.2021/6

LV
PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIĢI IEPĀZĪTES AR ŠIEM LIETOŠANAS NORĀDJIJUMIEM

MĀTERĪĀLU VAR IEGĀDĀTIES TĪKĀI SERTIFICĒTS ZOBĀRSTNICĪBAS SPECĪĻĀTS STOMATOLOGS

SĀSTĀVS: fluorīdnerāzskābe 9,5%, gela bāze, krāsvielā.

PIELIETOJUMS

Porcelāna skabi izmantu zoba restaurācijas laikā, kā arī porcelāna venīru, kroņu, inleju un onleju kodināšanai pirms cementēšanas.

LIETOŠANA

Pirms lietošanas, pievienoto aplikatoru iegremdēt spīrā (etilspīrīts), pēc tēc tam pievienot šļirci.
1. Izolēt apstrādājamo laukumu no sieklāām, izmantojot koferdamu.
2. Aizsargācīna vieta pie šļircs pieskrūvēt zilo, elastīgo aplikatoru.
3. Aplikt nelielu kodinātāja daudzumu uz matēsa un nosusināts virsmas. Pēc lietošanas nekavējoties uzskrūvēt šļirci aizsargācīnu.
4. Laot kodinātājam iedarboties 60 sekundes, pēc tam rūpīgi noskalot un nosusināt ar ekstrakdamo laukumu.
5. Izmantot Silan saskaņā ar ražotāja sniegtajiem norādījumiem. Produkts paredzēts vairākkārtējai lietošanai, bet aplikatoru iespējams izmantot tikai vienā reizi. Atkārtota aplikatora izmantošana var izraisīt sekundāras infekcijas risku.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret kādu no produkta sastāvdaļām.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Kodīgs preparāts - izvairīties no saskāres ar ādu un gļotādām, saskāres gadījumā rūpīgi skalot zem tekoša ūdens, nepieciešamības gadījumā sazināties ar ārstu. Izvairīties no saskāres ar acīm, saskāres gadījumā atvērtus plakstīnus bagātīgi skalot zem tekoša ūdens, sazināties ar okulistu. Norīšanas gadījumā neizraisīt vemšanu, skalot muti ar ūdeni. Sazināties ar ārstu. Gadījumā, ja tiek izmantots mutes dobumā, obligāti izmantot koferdamu un aizsargāt pacienta acis. Kodināšanas laikā izmantot gaisa nosūcēju. Personālam nepieciešams izmantot individuālas aizsardzības līdzekļs: apģērbs, cimdī, sejas vizieris.

Jā, satītbā ar produkta izmantošanu, ir radies nopietns apdraudējums, par to nepieciešams ziņot ražotājam un tās valsts kompetentajai iestādei, kurā lietojām vai pacientam ir pastāvīgā dzīvesvieta.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. produkta derīguma termiņs norādīts uz tiešā iepakojuma. Pēc iepakojuma atvēršanas derīguma termiņs nemainās, jāpēc katra lietošanas reizes produkts tiek cieši aiztaisīts.

TRANSPORTEŠANA

Ražotāja norādītais transportēšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 dienas un 40°C temperatūru. Išlaicīga transportēšana norādītajā temperatūras diapazonā neietekmē produkta drošību un efektivitāti visu derīguma termiņa laikā.

IZLIETOJAMO IEPĀKŪJUMA PĀRSTRĀDE

Izlietoto iepakojumu nodot atzērtējaij pārstrādei vai atgriezti atpakaļ ražotājam.

IEPAKOJUMS

Šļirce 2 ml.

Pēdējās atjaunināšanas datums: 24.05.2021/6

NL
NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSANWIJZING

HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: fluorwaterstofzuur 9,5%, gelbasis, kleurstof.

BESTEMMING

Voor gebruik bij het etsen van porselein bij het repareren van prothetische aanvullingen, alsmede voor het etsen van facings, kronen, inlays en onlays van porselein voorafgaand aan het cementeren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator onderdompelen in spiritus (ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen.
1. Isoler het behandelgebied met een rubberdam.
2. Schroef de flexibele blauwe applicator op de spuit met etsmiddel, od de plaats van het beschermedorpje.

- Breng een kleine hoeveelheid van het etsmiddel aan op het gematteerde en gedroogde oppervlak. Sluit de spuit na gebruik onmiddellijk met het beschermedorpje.
- Laat het etsmiddel ongeveer 60 seconden inwerken, smel het preparaat vervolgens zorgvuldig af en droog het oppervlak.
- Gebruik Silan volgens de instructie van de fabrikant. Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator mag u slechts eenmaal gebruiken. Het meerdere malen gebruiken van de applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen.

CONTRA-INDICATIES

Het product niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

VEILIGHEIDSMaatregelen

Bij het preparaat – contact met huid en slijmvlieses vermijden, bij contact overvloedig spoelen onder stromend water, indien nodig een arts raadplegen. Contact met de ogen vermijden, bij contact overvloedig spoelen onder stromend water met open oogleden, indien nodig een oogarts raadplegen. Bij inslikken niet forceren om te braken, de mond uitspoelen met water. Een arts raadplegen. Bij reparaties in de mondholte van de patiënt moet u verplicht een rubberdam gebruiken en de ogen van de patiënt beschermen. Gebruik luchtafzuiging tijdens het etsen.