

PRZED UŻCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: propan-butan, aromat miętowy, alkohol.

PRZEZNACZENIE

Spray do badania żywności miązgi o zapachu miętowym.

SPÓSÓB UŻYCIA

Precyzyjnie i kilkunasto spryskać docelową powierzchnię z odległości kilku centymetrów przez czas 1-3 sekundy.
Uwaga: bezpośredni kontakt z płynną zawiesicią puszek poprzez zachłapanie lub spryskiwanie może spowodować odmrożenia powierzchni skóry i jamy ustnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerzol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogranicze grozi wybuchem. Działła drażniąco na ocz. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronicznie przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekręcać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronicznie przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Skroplony gaz w stanie zamrażania. Kontakt z produktem może powodować oparzenia zimnem względnie zmrażania. Az do całkowitego wyparowania łatwopalnych składników występuje także po użyciu niebezpieczeństwo tworzenia się wybuchowych mieszanin pary i powietrza. Nie stosować u pacjentów z alergią na którykolwiek składnik preparatu. W przypadku wystąpienia powłagi na skórytokowid związane z wyrobem należy ten fakt zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownicy lub pacjenci mają miejsce zamieszkania.

ALMACENOWANIE I TRANSPORT

Proteger del frio y la humedad. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. En caso de ventilación deficiente y/o durante el uso, se pueden formar meclas explosivas / altamente inflamables. La humedad relativa debe ser inferior al 60%. Proteger de temperaturas superiores a 35°C/95°F. Proteger de las llamas abiertas y la luz solar directa. Mantener alejado de calor, superficies calientes, chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición. Proteger del aplastamiento. Los palets enteros no deben almacenarse a menos que se permita expresamente. Almacenar en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Proteger de oscilaciones de temperatura fuertes, p.ej. en el contenedor. Proteger de alta humedad y aire agresivo, p.ej. marino. La temperatura de transporte y almacenamiento perfecta es de 15°C/59°F a 25°C/77°F. No fumar en las proximidades. El producto debe protegerse durante el transporte para evitar resabones y caídas.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Chronicznie przed mrozem i wilgocią. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas użytkowania, mogą powstać wybuchowe/wysoko łatwopalne mieszaniny. Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 60%. Chronicznie przed temperaturą powyżej 35°C/95°F. Chronicznie przed otwartym ogniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Chronicznie przed zgnieceniem. Nie wolno składować całych palet, chyba że wyraźnie na to zezwalamy. Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Chronicznie przed silnymi wahaniami temperatur, np. w kontenerze. Chronicznie przed wysoką wilgotnością i agresywnym powietrzem, np. morskim. Idealna temperatura transportu i przechowywania wynosi od 15°C/59°F do 25°C/77°F. Nie palić w pobliżu. Tovar musi być zabezpieczony na czas transportu, aby zapobiec poślizgnięciu się i przewróceniu.

OPAKOWANIE

Spray 200 ml.

Termin przydatności do użycia i numer LOT znajdują się na opakowaniu bezpośrednim.

WYROB ZAREJESTROWANY POD NAZWĄ: DENTAL-KALTESPRAY MINZE

Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2021/4

EN

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: propane-butane, mint scent, alcohol.

INTENDED USE

Spray for pulp vitality testing with mint scent.

INSTRUCTIONS FOR USE

Apply the product by spraying the target surface precisely and several times, from a distance of a few centimeters. Usually, a spraying time of 1-3 seconds is sufficient. Attention: the direct contact with the liquid contents of the can through splashes or spray jets can cause frostbite on the surface of the skin and in the oral cavity.

PRECAUTIONS

Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames or other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Refrigerated liquefied gas. Contact with the product can cause cold burns or frostbite. Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is still a danger of an explosive steam-air mixture forming. Do not use if the person in treatment is allergic to any of the ingredients. Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

STORAGE AND TRANSPORT

Protect from frost, humidity and wetness. Store in a cool, well-ventilated area. In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable mixtures may develop. The relative humidity should be below 60%. Protect from temperatures above 35°C/95°F. Protect from open flames and direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Protect from crushing and squeezing. It is not allowed to stack complete pallets unless we have explicitly allowed it. Store in a secured place and keep out of reach of children. Protect from highly fluctuating temperatures, like e. g. in a sea container. Protect from high humidity and aggressive air, like e. g sea air. The ideal temperature for transport and storage is between 15°C/59°F and 25°C/77°F Do not smoke nearby. The goods have to be safely secured during transport to prevent slipping and falling over .

PACKAGING

Spray 200 ml.

Expiry date and LOT number are placed on the main container.

DEVICE REGISTERED UNDER THE NAME: DENTAL-KALTESPRAY MINZE

Last update: 29.11.2021/4

ES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICIÓN: propano-butano, aroma de menta, alcohol.

USO CONFORME
Spray para probar la vida útil de la pulpa con aroma de menta.

MODO DE USO
Rociar la superficie objetivo varias veces con precisión desde una distancia de unos pocos centímetros durante 1 a 3 segundos. Nota: el contacto directo con el contenido líquido de la lata por salpicaduras o pulverización puede causar congelación de la superficie de la piel y la boca.

PRECAUCIONES

Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente bajo presión: el calentamiento puede causar una explosión. Provoca irritación ocular grave. Si se requiere consulta médica, se debe mostrar el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llama abierta u otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar o quemar, incluso después de usarlo. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Gas licuado en estado de congelación. El contacto con el producto puede causar quemaduras frias o congelación. Hasta la evaporación completa de los componentes inflamables, también existe el peligro de formación de meclas explosivas vapor-aire después de su uso. No usar en pacientes que sean alérgicos a cualquiera de los componentes del preparado. En caso de que se produzca un incidente grave relacionado con un producto, deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado en el que resida el usuario o el paciente.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORT

Proteger del frio y la humedad. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. En caso de ventilación deficiente y/o durante el uso, se pueden formar meclas explosivas / altamente inflamables. La humedad relativa debe ser inferior al 60%. Proteger de temperaturas superiores a 35°C/95°F. Proteger de las llamas abiertas y la luz solar directa. Mantener alejado de calor, superficies calientes, chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición. Proteger del aplastamiento. Los palets enteros no deben almacenarse a menos que se permita expresamente. Almacenar en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Proteger de oscilaciones de temperatura fuertes, p.ej. en el contenedor. Proteger de alta humedad y aire agresivo, p.ej. marino. La temperatura de transporte y almacenamiento perfecta es de 15°C/59°F a 25°C/77°F. No fumar en las proximidades. El producto debe protegerse durante el transporte para evitar resabones y caídas.

ENVASE

Spray 200 ml.

La fecha de caducidad y el número LOT se encuentran en el envase inmediato.

PRODUCTO REGISTRADO BAJO EL NOMBRE DE DENTAL-KALTESPRAY MINZE

Fecha de la última revisión: 29.11.2021/4

FR

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: gaz de pétrole liquéfié, arôme de menthe, alcool.

USAGE PRÉVU

Spray pour le test de vitalité pulpaire, arôme de menthe.

CONSEILS D'UTILISATION

Pulvériser le produit plusieurs fois avec précision sur la surface à tester, à une distance de quelques centimètres en 1 à 3 secondes. Attention: le contact direct avec le contenu liquide du flacon par les éclaboussures ou la pulvérisation peut provoquer les engelures de la peau et de la cavité buccale.

PRÉCAUTIONS

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Irritant pour les yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Gaz liquéfié à l'état de congélation. Le contact avec le produit peut provoquer une brûlure par le froid ou une sensation de froid. Après l'utilisation, la formation possible de mélanges de vapeur-air explosifs jusqu'à l'évaporation complète des composants inflammables. Ne pas utiliser chez les patients souffrant d'allergie à l'un des composants de la préparation. Tout incident grave lié au produit doit être porté à l'attention du fabricant et de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel reside l'utilisateur ou le patient.

STOCKAGE ET ENTRETIEN
Proteger contre le gel et l'humidité. Stocker dans un endroit frais et bien ventillé.

En cas de ventilation insuffisante et/ou suite à l'utilisation, formation possible de mélanges explosifs/facilement inflammables. L'humidité relative doit être inférieure à 60%. Proteger contre les températures supérieures à 35°C/95°F. Proteger contre les flammes nues et la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Proteger contre l'écrasement. Il est interdit de stocker des palettes entières, sauf notre autorisation expresse. Conservé dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Tenir à l'abri d'écartés importants de la température, par exemple dans un conteneur.

Proteger contre une humidité élevée et l'air contenant des substances nocives, par exemple l'air marin. La température de transport et de stockage parfaite est de 15°C/59°F à 25°C/77°F. Ne pas fumer à proximité du produit. La marchandise doit être protégée pour le transport afin de prévenir tout risque de glissement et de chute.

CONDITIONNEMENT

Spray 200 ml.

La date de péremption et le numéro de LOT sont indiqués sur l'emballage primaire.

LE PRODUIT EST ENREGISTRÉ SOUS LE NOM DE DENTAL-KALTESPRAY MINZE

Date de dernière mise à jour: 29.11.2021/4

DE

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH DIE PACKUNGSBELEGGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

ZUSAMMENSETZUNG: Propan-Butan, Minzaroma, Alkohol.

ZWECKBESTIMMUNG
Nach Minze duftendes Spray zur Überprüfung der Zahnpulpa-Vitalität.

VERWENDUNG

Sprühen Sie im Zielgebiet aus einer Entfernung von einigen Zentimetern für 1-3 Sekunden präzise ein.
Vorsicht: Direkter Kontakt mit dem flüssigen Inhalt der Dose durch Spritzen oder Sprühen kann zu Erfrierungen auf der Haut und im Mundbereich führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Gefahr: Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung explodieren. Versurscht schwere Augenreizung. Wenn Sie medizinischen Rat benötigen,

zeigen Sie den Behälter oder das Etikett.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Von Hitzequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Arten von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstrichen oder verbrennen, auch nicht nach dem Gebrauch.
Vor Sonnenlicht schützen.
Nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen. Flüssiggas, geforen.
Der Kontakt mit dem Produkt kann zu Kälteverbrennungen oder Erfrierungen führen. Solange die brennbaren Bestandteile nicht vollständig verdampft sind, besteht die Gefahr, dass sich nach der Verwendung explosive Dampf-Luft-Gemische bilden. Nicht bei Patienten anwenden, die auf einen der Bestandteile des Präparats allergisch reagieren.

Konservieren Sie, um schwerwiegenden Zwischenfall mit einem Produkt, muss dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde im Wohnsitzland des Anwenders oder Patienten gemeldet werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. Ein einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 60% liegen.
Vor Temperaturen über 35°C/95°F schützen.
Vor offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
Vor Quetschungen schützen.
Lagern Sie keine ganzen Paletten, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.
An einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Vor starken Temperaturschwankungen schützen, z. B. in einem Behälter.
Vor hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Luft, z. B. e. Meeresgisch, schützen.
Die ideale Transport- und Lagertemperat liegt zwischen 15°C/59°F und 25°C/77°F. Rauchen Sie nicht in der Nähe.
Die Ware muss für den Transport gegen Verrutschen und Umkippen gesichert werden.

VERPACKUNG

Spray 200 ml.

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

EIN PRODUKT, DAS UNTER DEM NAMEN DENTAL-KÄLTESPRAY MINZE REGISTRIERT IST

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

Das Verfallsdatum und die LOT-Nummer befinden sich auf der unmittelbaren Verpackung.

UK

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЕМ-СТОМАТОЛОГОМ

СКЛАД: пропан-бутан, ароматизатор м'ятний, спирт.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Спрей для тестування життєздатності пульпи з ароматом м'яти.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Точно та рівномірно розподілити на цільову поверхню з відстані кількох сантиметрів протягом 1-3 секунд.
Примітка: прямиий контакт з відрієм живимі балончика шляхом розбризкування або розпилення може спричинити обмороження поверхні шкіри та ротової порожнини.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Небезпечно. Легкозаймистий аерозоль. Резервуар під тиском: Точно та рівномірно розподілити на цільову поверхню з відстані кількох сантиметрів протягом 1-3 секунд.
Примітка: прямиий контакт з відрієм живимі балончика шляхом розбризкування або розпилення може спричинити обмороження поверхні шкіри та ротової порожнини.
Подразноччю. У разі необхідності звернутися до лікаря - показати упаковку або етикетку.
Зберігати подалі від дітей.
Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхнь, джерел іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не розпиляти над відкритим полум'ям або іншим джерелом займання. Не прожоловати і не спалювати, навіть після використання.
Захищати від впливу прямих сонячних променів. Не надавайте впливу температурі, що перевищують 50°C/122°F. Здріжненій газ у замерзлому стані. Контакт із виробом може призвести до обмороження, відносного обпорожнення.
Аж до повного випаровування легкозаймистих компонентів також після використання існує ризик утворення вибухонебезпечних сумішей пари та повітря. Не застосовуйте пацієнтам з алергією на будь-який компонент.
Препарату. В разі виникнення серйозного інциденту, пов'язаного з виробом, про цей факт необхідно повідомити виробника та відповідний орган країни, в якій проживає користувач чи пацієнт.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Захищати від морозу та вологи.
Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці.
У разі недостатньої вентиляції та / або під час використання можуть утворюватися вибухонебезпечні / легкозаймисті суміші.
Відносна вологість повітря повинна бути нижче 60%.
Захищати від температури вище 35°C/95°F.

Захищати від відкритого вогню та прямих сонячних променів.
Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхнь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання.
Захищати від роздавлення.
Не можна зберігати цилінди піддонами, якщо це явно не дозволено.
Зберігати в безпечному місці, недоступному для дітей.
Захищати від сильних перепадів температури, наприклад, у контейнері.
Захищати від високої вологости та агресивного повітря, наприклад, морського повітря.
Ідеальна температура для транспортування та зберігання від 15°C/59°F до 25°C/77°F.
Не палити поблизу.

Під час транспортування вантаж повинен бути закріплений, щоб уникнути ковзання та перекидання.

УПАКОВКА

Спрей 200 ml (mL).

Термін придатності та номер LOT вказано на внутрішній упаковці.

ПРОДУКТ ЗАРЕСТРОВАНО ПІД НАЗВОЮ DENTAL-KALTESPRAY MINZE

<div> <div><div><div><div></div><div>Уповноважений представник виробника:</div></div></div></div></div>	<div> <div><div><div><div></div><div>Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВДЕНТ"</div></div></div></div></div> <p>в. Куріногорь Чорногі, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/fax: +38 (0)342 54 94 55, e-mail: info@ivdent.com.ua, www.ivdent.com.ua</p>
---	--

Виробник: Фірмідз Губер аеронова ГмбГ & Ко. КГ Собрігачуер Бер 4, 01257 Дрезден, Німеччина

Дата останнього оновлення: 29.11.2021/4

CS

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TOUTO NÁVOD
ВІВРОБК МОЖУ ПОУЖИВАТИ ПОЗЕ ЗУБНІ ЛЕКАРІ

SKŁAD: propan-butan, mätové aroma, alkohol.

URČENÍ

Sprej pro testování vitality buničiny z vůni máty.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přesně a opakovaně postříkejte cílovou oblast ze vzdálenosti několika centimetrů po dobu 1-3 sekund.
Upozornění: přímý kontakt s kapalným obsahem plechovky poškojí nebo postříkáním zcela způsobí omrzliny

povrchu těla a dutiny ústí.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout. Způsobuje podráždění očí. V případě nutnosti vyhledejte lékařské pomoci je třeba lékaři ukázat nádobu nebo etiku přípravku.
Chraňte před dětmi. Uchovávejte mimo dosah dětí, hořkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení.
Nekurte. Nestříkejte nad otevřený ohně nebo jiný zdroj vzdušici.
Nepropíchejte ani nespalujte, a to ani po použití.
Chraňte před slunečním světlem.
Neuvystavte teplotám přesahujícím 50°C/122°F.
Teneře lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Proteggere dallo schiacciamento. È vietato stoccare i palleti interi, se non espressamente consentito.
Conservare in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
Proteggere da forti sbalzi di temperatura, ad es. in un container.
Proteggere dall'umidità elevata e dall'aria aggressiva, ad es. aria di mare.
La temperatura ideale per il trasporto e lo stoccaggio è compresa tra 15°C/59°F a 25°C/77°F.
Non fumare nelle vicinanze.
La merce deve essere protetta durante il trasporto per evitare sconvolimenti e ribaltamenti.

SKLADOVANÍ A PŘEPRAVA
Chraňte před mrazem a vlhkostí. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Při nedostatečné větrání a/nebo během používání se mohou tvořit vybuchující vysoké hořlavé směsi.

Relativní vlhkost by neměla překročit 60%. Chraňte před teplotami nad 35°C/95°F.

Chraňte před otevřeným ohněm a přímým působením slunečních paprsků. Uchovávejte mimo dosah dětí, hořkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Chraňte před rozdrčením.

Je zakázáno skládat celé palety, pokud to není výslovné povolení. Skladujte na chladném, dobře větraném místě, mimo dosah dětí. Chraňte před silným výkyvem teplot, např. v nádobě.

Chraňte před vysokou vlhkostí a agresivním vzduchem, např. mořským. Ideální teplota pro přípravu a skladování je 15°C/59°F až 25°C/77°F. V blízkosti výrobu nekurte.

Zboží musí být při přepravě zajištěno proti sklouznutí a převrácení.

BALENI

Sprej 200 ml.

Datum expirace a číslo šarže (LOT) jsou uvedeny na vnitřním obalu.

VÝROBEK JE ZAREGISTROVÁN POD NÁZVEM DENTAL-KALTESPRAY MINZE

Datum poslední aktualizace: 29.11.2021/4

RU

ПЕРЕД ІСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: пропан-бутан, аромат мяты, спирт.

НАЗНАЧЕНИЕ
Спрей для исследования жизнеспособности пульпы зубов с запахом мяты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Точно и несколько раз сбрызнуть целевую поверхность с расстояния нескольких сантиметров в течение 1-3 секунд.
Внимание: прямой контакт с жидким содержимым банки в результате попадания брызг или распыления может привести к обморожению поверхности кожи и ротовой полости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасность. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Емкость находится под давлением: нагревание может привести к взрыву.
Вызывает серьезное раздражение глаз.
Если нужно обратиться к врачу, необходимо показать емкость или этикетку.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искр, открытого огня и других источников воспламенения.
Не курить. Не распылять над открытым огнем или другим источником воспламенения.
Не прожаривать и не сжигать даже после использования.
Хранить в темном месте.
Не курить вблизи или вдыхать пары.
В случае серьезного инцидента, связанного с изделием, об этом необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства, в котором проживает пользователь или пациент.

Применять у пациентов с аллергией на какой-либо компонент препарата.
В разі виникнення серйозного інциденту, пов'язаного з виробом, про цей факт необхідно повідомити виробника та відповідний орган країни, в якій проживає користувач чи пацієнт.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза и влаги.
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
В случае недостаточной вентиляции и/или во время применения могут образовываться взрывоопасные/легковоспламеняющиеся смеси.
Относительная влажность должна быть ниже 60%.
Защищать от температуры выше 35°C/95°F.
Защищать от открытого огня и прямых солнечных лучей.
Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искр, открытого огня и других источников воспламенения.
Защищать от образования вмятин.
Нельзя складировать целые поддоны, если мы не выдадим разрешение.
Хранить в безопасном месте, вне досягаемости детей.
Защищать от сильных колебаний температуры, напр., в контейнере.
Хранить от высокой влажности и агрессивного воздуха, напр., морского.
Идеальная температура транспортировки и хранения составляет от 15°C/59°F до 25°C/77°F.
Не курить вблизи препарата.
Товар должен быть защищен во время транспортировки, чтобы предотвратить скопление и опрокидывание.

УПАКОВКА

Спрей 200 ml

Срок годности и номер лота указаны на внутренней упаковке.

ИЗДЕ

