

PL Cement na bazie wodorotlenku wapnia do wypełnienia ubytków
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNACZ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKcją
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ
LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: wodorotlenek wapnia, hydroksyapatyt, sole wapnia, węglan sodu, bezwodnik, tlenek magnezu.

PRZENASCZENIE
Wyrób HYDROCAL przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego, jako materiał do tymczasowych wypełnień ubytków i kanalów genitów, a także w metodzie pośredniej i bezpośredniego przykrycia miazgi.

Wyrób HYDROCAL zalecanym jest do zarażenia past w połączeniu z wybranym płynem, głównie solą fizjologiczną.

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszać wyrób HYDROCAL z wodą destylowaną lub fizjologicznym roztworem soli do konstytucji pasty, wypełnić ubytek lub kanal. Wypełnienie powtarzać w ubytku lub kanale korzeniowym na okres od 1 tygodnia do 30 dni.

PRZECIWWSKAZANIA
Należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

ŚRODKOWOŚĆ
Działanie drążące na błony śluzowe jamy ustnej i skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W razie spożycia nie zrinuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

Podczas pracy z wyróbkami stosować koferdam. Stosować rękawiczki, okulary ochronne i dodatkowo chrońca.

W przypadku wystąpienia poważnego zatrucia zwiększać wyróbem należy first zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszukowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpocynku w pozycji umiędzynarzędowej oddychanie piersią. W przypadku zlego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem ratunku lub lekarzem.

PRZECZYWYKANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednio. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamknięcia po każdorazowym użyciu.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub wrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Pojemnik zawierający 10 g preparatu.

Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2022/10

EN Calcium hydroxide cement for filling cavities

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
TO BE USED BY DENTIST ONLY

COMPOSITION: calcium hydroxide, hydroxyapatite, calcium salts, anhydrous sodium carbonate, magnesium oxide.

INTENDED USE
HYDROCAL is used during dental treatment for temporary filling of the cavities and root canals and in direct and indirect pulp-capping treatment. The product remineralizes the hard tissues of tooth and is used as a temporary root canal or cavity dressing before the final filling. HYDROCAL is recommended for mixing pastes with selected liquids, usually with physiological saline.

INSTRUCTIONS FOR USE
Mix the HYDROCAL product with distilled water or physiological solution of salts until the desired consistency of paste is obtained. Fill the cavity or root canal. Leave the filling in the cavity or the root canal for 1 week to 30 days.

CONTRAINDICATIONS
Do not use for patients who are hypersensitive to the product components.

PRECAUTIONS
Irritating to the mucous membranes of the oral cavity, skin and eyes. May cause serious eye damage.

In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If swallowed, do not induce vomiting.

Drink plenty of water.

Seek medical advice.

Use a rubber-dam when working with the product.

Use protective gloves and protective clothing.

Any serious incident involving this product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell.

STORAGE
Store in original packaging below 25°C. Protect from moisture. Keep out of reach of children.

Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date does not change if the container is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

PACKAGING
Container with 10 g of preparation.

Last update: 05.05.2022/10

ES Cemento a base del hidróxido de calcio para los rellenos de las caries

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
EL PRODUTO ESTÁ CONCEDIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTOLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICIÓN: hidróxido de calcio, hidroxilapatita, sales de calcio, carbonato de sodio anhidro, óxido de magnesio.

USO
El producto HYDROCAL está concebido para su uso durante tratamientos odontológicos como material para rellenos provisionales de las cavidades y de los canales radiculares, así como a la hora de recurrir al método de cubrir directa e indirectamente la pulpa.

El producto también proporciona remineralización en los tejidos duros del diente y constituye una protección provisional de la cavidad o del canal antes del relleno definitivo de los mismos. Además, HYDROCAL se recomienda para amasar pastas en combinación con líquidos seleccionados, principalmente con el suero fisiológico.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar el producto HYDROCAL con agua destilada o la solución salina fisiológica hasta lograr la consistencia de pasta, llenar la cavidad o el canal. Dejar el relleno en la cavidad o en el canal radicular para un período de 1 semana a 30 días.

CONTRAINDICACIONES
No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto.

MEDICAS DE SEGURIDAD
Irrita las mucosas bucales y la piel. Provoca daños graves en los ojos.

Leere Verpackungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller zurückzuführen.

y consultar a un médico. En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un médico.

Emplear un diente dental a la hora de trabajar con el producto. Emplear guantes, gafas y ropa de protección.

En caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante y al competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

En caso de inhalación a las vías respiratorias: Sacar al damnificado al aire libre y mantenerle en reposo en una posición cómoda para respirar libremente. En caso de que el paciente se sienta mal, ponerse en contacto con un centro de intoxicaciones o con un médico.

ALMACENAMIENTO
Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25°C. Proteger contra la humedad. Guardar fuera del alcance de los niños.

La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACION DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

ENVASE
Recipiente con 10 g de la preparación.

Fecha de la última revisión: 05.05.2022/10

FR Cement à base d'hydroxyde de calcium pour l'obturation

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: hydroxyde de calcium, hydroxyapatite, sels de calcium, carbonate de sodium anhydre, oxyde de magnésium.

UTILISATION PREVUE
Le produit HYDROCAL est destiné à l'usage lors des traitements dentaires, en tant que matériau pour les obturations dentaires temporaires et le remplissage temporaire des canaux radiculaires, ainsi que dans le cadre du recouvrement direct et indirect de la pulpe.

Le produit a des propriétés reminéralisantes sur les tissus durs de la dent, il offre une protection temporaire des creux et des canaux avant l'obturation définitive. HYDROCAL est recommandé pour la préparation des pâtes en combinaison avec un liquide choisi, notamment le sérum physiologique.

MODE D'EMPLOI
Mélanger le produit HYDROCAL avec de l'eau distillée ou du sérum physiologique pour obtenir une texture pâteuse, et remplir avec cette pâte le creux ou le canal. Le remplissage doit être réalisé dans le creux ou le canal radiculaire pour une durée d'une semaine à 30 jours.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRÉCAUTIONS
Produit irritant pour les muqueuses buccales et la peau. Peut provoquer des lésions oculaires graves. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et couvrir avec un drap. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la victime. Boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin.

Utiliser une dague dentaire lors de la manipulation du produit. Utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur/patient.

En cas d'inhalation: Aider la personne à sortir ou la transporter à l'extérieur et lui assurer des conditions pour la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise, appeler un centre antipoison ou un médecin.

PODSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub wrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Pojemnik zawierający 10 g preparatu.

Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2022/10

EN Calcium hydroxide cement for filling cavities

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
TO BE USED BY DENTIST ONLY

COMPOSITION: calcium hydroxide, hydroxyapatite, calcium salts, anhydrous sodium carbonate, magnesium oxide.

INTENDED USE
HYDROCAL is used during dental treatment for temporary filling of the cavities and root canals and in direct and indirect pulp-capping treatment.

The product remineralizes the hard tissues of tooth and is used as a temporary root canal or cavity dressing before the final filling. HYDROCAL is recommended for mixing pastes with selected liquids, usually with physiological saline.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub wrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Pojemnik zawierający 10 g preparatu.

Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2022/10

FR Cement à base d'hydroxyde de calcium pour l'obturation

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: hydroxyde de calcium, hydroxyapatite, sels de calcium, carbonate de sodium anhydre, oxyde de magnésium.

UTILISATION PREVUE
Le produit HYDROCAL est destiné à l'usage lors des traitements dentaires, en tant que matériau pour les obturations dentaires temporaires et le remplissage temporaire des canaux radiculaires, ainsi que dans le cadre du recouvrement direct et indirect de la pulpe.

Le produit a des propriétés reminéralisantes sur les tissus durs de la dent, il offre une protection temporaire des creux et des canaux avant l'obturation définitive. HYDROCAL est recommandé pour la préparation des pâtes en combinaison avec un liquide choisi, notamment le sérum physiologique.

MODE D'EMPLOI
Mélanger le produit HYDROCAL avec de l'eau distillée ou du sérum physiologique pour obtenir une texture pâteuse, et remplir avec cette pâte le creux ou le canal. Le remplissage doit être réalisé dans le creux ou le canal radiculaire pour une durée d'une semaine à 30 jours.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRÉCAUTIONS
Produit irritant pour les muqueuses buccales et la peau. Peut provoquer des lésions oculaires graves. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et couvrir avec un drap. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la victime. Boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin.

Utiliser une dague dentaire lors de la manipulation du produit. Utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur/patient.

PODSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub wrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Pojemnik zawierający 10 g preparatu.

Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2022/10

EN Calcium hydroxide cement for filling cavities

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
TO BE USED BY DENTIST ONLY

COMPOSITION: calcium hydroxide, hydroxyapatite, calcium salts, anhydrous sodium carbonate, magnesium oxide.

INTENDED USE
HYDROCAL is used during dental treatment for temporary filling of the cavities and root canals and in direct and indirect pulp-capping treatment.

The product remineralizes the hard tissues of tooth and is used as a temporary root canal or cavity dressing before the final filling. HYDROCAL is recommended for mixing pastes with selected liquids, usually with physiological saline.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub wrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Pojemnik zawierający 10 g preparatu.

Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2022/10

FR Cement à base d'hydroxyde de calcium pour l'obturation

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: hydroxyde de calcium, hydroxyapatite, sels de calcium, carbonate de sodium anhydre, oxyde de magnésium.

UTILISATION PREVUE
Le produit HYDROCAL est destiné à l'usage lors des traitements dentaires, en tant que matériau pour les obturations dentaires temporaires et le remplissage temporaire des canaux radiculaires, ainsi que dans le cadre du recouvrement direct et indirect de la pulpe.

Le produit a des propriétés reminéralisantes sur les tissus durs de la dent, il offre une protection temporaire des creux et des canaux avant l'obturation définitive. HYDROCAL est recommandé pour la préparation des pâtes en combinaison avec un liquide choisi, notamment le sérum physiologique.

MODE D'EMPLOI
Mélanger le produit HYDROCAL avec de l'eau distillée ou du sérum physiologique pour obtenir une texture pâteuse, et remplir avec cette pâte le creux ou le canal. Le remplissage doit être réalisé dans le creux ou le canal radiculaire pour une durée d'une

ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD

Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE

En beholder indeholdende 10 g af præparatet.

Seneste opdatering: 05.05.2022/10

EL Τομέντο με βάση το υδροσύδιο του ασβεσίου για πλήρωση κοιλοτήπων

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΚΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ουδέτερο του ασβεσίου, υδροχαναπατίτης, άλατα ασβεσίου άνωρο ονθακτικό νάτριο, οξείδιο του μαγνησίου.

ΧΡΗΣΗ
Το πρώτον HYDROCAL προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας ως υλικό για προσωρινή πλήρωση κοιλοτήπων και ριγών καναλίων, καθώς και για τη μέθοδο έμμεσης και άμεσης κάλυψης πολυφ.
Το πρώτον έχει επαναμεταλλικοποιητική επίδραση στους ακληρούς ιστούς του δοντιού, είναι μια προσωρινή προστασία της κοιλοτήτας ή του καναλιού πριν τη τελική πλήρωση. Το HYDROCAL συνιστάται για την παρασκευή πιστού σε συνδυασμό με το επελεγμένο υγρό, κυρίως άλατον ουδάμια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αναμεντείτε το πρώτον HYDROCAL με υποστημένο νέρο ή φυσιολογικό αλάτοντρο σε μια συνοχή πλάτας γειτόνες την κοιλοτήτα ή το κανάλι. Αφήστε πλήρωση την κοιλοτήτα ή στο ρικού κανάλι για περίοδο 1 εβδομάδας έως 30 ημέρες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΣΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαισθησία στα ουσιαστικά του παρασκευάσματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ
Ερεθίζεται το πρώτον HYDROCAL με στόματο, το δέρμα και τα μάτια. Προκαλεί σοβαρή ήδηση στη ματιά. Ερεθίζεται επίσης ομέσως με άφθονο νέρο και συμβολούνται έναν γατρό. Σε περίπτωση καταστάσης μη προκαλείτε έμετρο. Πίνετε άθρωπο νέρο ή συμβολεύετε σένα μετατόπιση.

Η χρήση του οδοντικού διαφράγματος είναι υπορευτική κατά τη διάρκεια της εργασίας. Χρησιμοποιήστε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική ρούχα.
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που συχνίζεται με το πρώτον πρέπει να ενημερωθούν ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία ο χρήστης ή ο ασθενής.
Σε περίπτωση εισιτονής: Μεταφέρετε τον πάθοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουφαστεί σε θέση άνετη για ανανούση. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό σε περίπτωση άνεμησης.

ΑΠΟΦΗΓΕΥΣΗ
Διατηρείται στην αρκτή συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 25°C. Προστατεύεται από την υγρασία. Διατηρείται μερικά από το παιδί.
Η υμερομία λήξης βρίσκεται στην άμεση συσκευασία. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η μημερομία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σφιχτά κλειστή μετά από κάθε χρήση.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Οι χρηματοποιημένες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται ή να επιτρέφονται στον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ένα δοχείο που περιέχει 10 g του παρασκευάσματος.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 05.05.2022/10

ET Öönsute täisnäks kalsiumhidroksidi põhinev tsement

ENNE KASUTAMIST JUTUVDA ALLTOODUD JUHENDIGA
AINULT ARST-STOMATOLOGILE EKASUTAMISEKS MÖELDUD TOODE

KOOSTISOSAD: kalsiumhidroksidi, hidroksilapatiti, kalsiumsirokoolad, veevaba natriumkarbonaat, magneesiümoxiidi.

EESMÄRK
Toode HYDROCAL on möeldud kasutamiseks hambaravi ajal öönsuse ja juurekanalite ajutise täitmisale materjalina, samuti kaude jaotuse hambarüllahilja kattemise meetodil.

Toote on remineraliseeriv toime hamba kõvadele kudedele, see on öönsuse või kanali ajutine katse lõpliku tâldise eest. HYDROCAL on soovitatav pastade valmistamiseks koos valitud vedellikuga, peamiselt soddalahusega.

KASUTUSVÄLIS
Segage HYDROCAL toodet koos destilleeritud veega või füsioloogilise soolalahusega saakasse pasta konstituentide, tätkice öönsus vîli kanali. Jätke täidise defektisse või juurekanalisse perioodiks 1 nädala kuni 30 päeva.

VASTUNÄIDUSTUSED
Arge kasutage patisentidel, kellel on ülitundlikkus preparadi koostisosade.

ETTEVAATUSAIBINÖUD
Ärribab zubu, nahka ja Põhjustab tösiselid silmakahejus.

Kontakt korral loputage koheselt rohke veega ja põõrduge arsti poolle. Allaneelamist ärge kutsuge esile oksendamist. Joo palju vett. Põõrduge arsti poolle.

Kasutus korral tõttamisel. Kasutage kindlaid, kaitsepille ja kaitserielite.

Seadmeaga seotud tõstise juhtimite korral tuleb teavitada kasutajat vîli patiendi elukohariigi pâdevadel asutust.

Hingamistesse sattumis korral: Viige kannatanu vârske õhu kätte ja hoidke puhekesed, mis on mugav hingamiseks. Halva enesetunduse korral põõrduge mürigustuskeskusesse vîli arsti poolle.

HOIDAMINE
Hoida originalipakendis temperatuuril alla 25°C. Kaitse niiskuse eest. Hoida vîli kettaseamatus kohas.

Kolibikkusaeg on otse pakendi. Pârast pakendi avamist kolibikkusaeg ei muutu, kui see on pârast igas kasutamist tihedalt suljetud.

TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE
Kasutatud pakendi tuleb anda üle taaskasutusse vîli tagastada tootjale.

PAKEND
10 g preparati sisalduv konteiner.

Vimase vârkenduse kuupäev: 05.05.2022/10

FI Kalsiumhidroksidi perustava sementti reikién täytämiseen

LUE SEURAAVAT OHJEEN ENNEN KÄYTÖÖÄ.
TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTÖÖN

AINESOSAT: kalsiumhidroksiidi, hidroksilapatiti, kalsiumsirokoolat, vedetõn natriumkarbonatti, magneesiümoxiidi.

KÄYTÖTÄARKOTUS
HYDROCAL-toote on tarkoitettu käytettäväksi hammashoidon aikana onteloiden ja juuriakanavien tilapäisen täytämiseen sekä epâsuvon ja suoran massan sulkemiseen.

Tuotteella on remineralisoiva vaikutus hamppaan kovin kudoksiin ja se toimii ontelon tai kanavan välialaisena suojausena ennen lopullista täytettä HYDROCALia suostellaan tähän valmistamiseen jossa on valittu.

KÄYTÖTÄPÄÄ
Sekois HYDROCALi tislattuun veteen tai fysiologiseen keittosuolaliukseen pastamiseen suostuuvalle ja täytää ontelo tai juuriakanava.

Jätää täyten ontelon tai juuriakanavan 1 viikko - 30 päivän ajaksi.

VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää, mikäli pötilas on herkistynyt tuotteen aineksille.

VAROTOIMET

Tuote arsyttää suuontelon limakalvoa ja ihoa. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Jos alustas putuu silmiin tai iholle, huuhdo sitä välistörmästi runsalla vedellä ja haeta lääkärin apua. Ei saa oksennuttaa. Juo runsaan määriin vettä. Ota yhteyttä lääkärin.

Tuoteen käytön yhteydessä, käytä kofferteria. Käytä suojakäsineitä, -laseja ja -vaatetusta.

Laitteeseen liittyvän vaakan arvataan tiettävästi sattuessa sitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maa toimivaltaiselle viranomaiselle, minä käytää tai potilaas asuu.

Hengitystääsä: Siirrä uhri raittiusseen ilmaan ja pidä hänet levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa. Jos voit huonosti, ota yhteyttä lääkärin.

SÄILYTTYS

Säilytä alkuperäspakkauksessa enintään 25°C lämpötilassa. Suojaudu.

Merkityksellinen tieto: Säilytä lämpötilassa ulottuvammassa.

Pakkauskuuden ja sen sisällön mukavuuden vuoksi.

Hydrocal pakkaus on käytettävä kovakkaan.

<