

gyártóhoz, vagy selejtezze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

KISZERÉLÉS

1 ml készítményt tartalmazó flóla, egyszeres használatú ecsetek.

Utolsó frissítés dátuma: 20.05.2024/7

BG Заштитен лак за email с флуорид за деца

PREDI UPOTREBA PROČETETE VNIMATELNO INŠTRUKCIJITE
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ
СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: 0,1% флуоросилан (1600 ppm F), HEMA,помощни вещества.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Засдравяване на зъбния email.

Профилактика на кариес. Заради съдържания си с флуорид се подобрява реминерализацията на emaila. Изгражда защитен пласт по повърхността му.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Почистете зъбната повърхност.
- Подоушете с въздушна струя или с тампон.
- Използвайте продукт, който ще се третира с препаратa, с кофердам.
- Разклетете шишенцето преди употреба. Отворете го и вземете 3 капки и ги поставете на подложка.
- Нанесете тънък слой от продукта с апликаторна четчица.
- При стеснени междозъбни пространства може да се ползва зъбен кончик.
- Подоушете кок с въздушна струя поне за 30 секунди.
- Отстранете кофердaмa.
- След лечението най-малко 45 минути не бива да се приема храна и да се измилва устната кухина.

Силанизиратоможе да се повтаря на всеки 6 месеца. При по-голям риск от паяна на кариес може да се повтори по 2-3 пъти, но не по-често от 1 път на 3 месеца. Шишенцето препарат е предназначено за 2 – 3 пациенти с пълно озъбяване, апликаторните четчици са само за еднократна употреба. Многократното им употреба носи риск от вторична инфекция. Препаратът не бива да се поема чрез поглътане на четчицата вътре в шишенцето. Продуктът не изисква фотополимеризация.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага при деца под 7-годишна възраст. Да не се използва при пациенти, алергични към съставките на продукта. Да не се прилага при наличие възпаление.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се прилага само след като възпалението е успешно излекувано. При работа с продукта да се използвав кофердам, ръкавици, защитни очила и защитно облекло. Продуктът може да предизвика раздразнение на лигавиците, очите и кожата. Продуктът може да предизвика алергия. В случай на контакт с препаратa незабавно изпламнете обилно с вода. Погълщането на продукта в големи количества може да е опасно. В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане. Да се измие голямо количество вода, ако настъпят някакви оплаквания и да се потърси медицинска помощ. Внимание: Продуктът е лесно запалим. Съдържа етилов ацетат. Съхранявайте далеч от огън. При сериозен инцидент, свързан с издиелитно, трябва да се уведоми производителa и съответния орган по местожителство на потребителя или пациента.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 25°C. След употреба да се затваря плътно. След употреба да се затваря плътно. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Датата на годност се намира непосредствено на опаковката. Внимание! След отваряне продуктът е годен за употреба за срок от 6 месеца.

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Производителът допуска транспортиране на продукта в срок не по-дълъг от 10 дни при температура, която не превишава 40°C. Краткият период на транспортиране в посочената температурна граница не се отразява на безопасността и качеството на действото на продукта по време на срока на годност.

ИЗВЪРЯНИЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА

Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА

Шишенце от 1 мл, еднократни апликаторни четчици.

Дата на последна актуализация: 20.05.2024/7

LT Apsauginis lakas su fluoridu vaikams

PIRŠ NAUDOJIMA BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GDYTOJŲI STOMATOLOGŲ NAUDOJIMUI

SUDĖTIS: 0,1% fluoro silanas (1600 ppm F), HEMA, pagalbinės medžiagos.

PAKIRTIS

- Emalio atsparumo stiprinimas
- Eduonies profilaktika
Del sudėtyje esančiu fluoridu remineraluozija danties email. Sukuria apsauginę paviršiaus plėvelę.

NAUDOJIMO BŪDAS

- Nuvalyti dantų paviršių.
- Nusaustinti oro arba lignino gabaliėlis.
- Darbinio ploto izoliavimui naudoti koferdamą.
- Prieš vartojimą sugrupuoti buteliuką. Atidaryti ampulę (buteliuką) ir įlaistinti apie 3 preparato lašus į šis anksčiau paruoštą indelį.
- Pridėti teptuku padengtį plonu preparato sluoksniu.
- Šiaurų tarpdantčių atveju naudokite dantų siūlą.
- Švelniai džiovinti oro srautu, mažiausiai 30 sekundžių.
- Nuimti koferdamą.
- Nuvalyti ir neskaluoti burnos ertmės mažiausiai 45 minutes po procedūros.
- Lakavimo procedūra gali kartoti kas 6 mėnesius, padidintos eduoניות rizikos atveju, galima pakartoti griečiau, bet ne dažniau kaip kas 3 mėnesius. Vieno preparato buteliuko užteikia 2-3 pacientams, teptukas - vienkartinis. Daugkartinis teptuko naudojimas sukelia antirinės infekcijos riziką. Negalima naudoti produkto panardinant teptuką tiesiai į buteliuką. Lako nereikia kietinti šviesa.

KONTRAINDIKACIJOS
Preparato negalima vartoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Negalima skirti pacientams jaunesniems preparato suvedamosioms dalims. Negalima laikyti dentino uždegimo atveju.

ATSAARGUMO PRIEMONĖS

Taikyti tik pašalinus uždegimą.

Dirbant su produktu būtina naudoti koferdamą, vienkartinės pirstinės, apsauginius akinius ir drabužius. Preparatas gali dirginti gleivinę. Jaunitrinantis preparatas. Jei pateko ant odos ar į akis, nedelsiant nuplauti vandeniu. Kemsningmas prarijus didelį kiekį. Parjuzus neskatinti vėmimo, gerų daug vandens, pasireiškus kokiame nors simptomui susisiekti su gydytoju. Demosio degus produktas. Sudėtyje yra etilacetato. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Įvykus ritmam, su gaminiu susijusiam incidentui, turėtų būti apie tai pranešta gamintojui ir Šalies, kurioje gyvena vartotojas ar pacientas, kompetentingai institucijai.

SALGOJIMAS

Laikyti originalioje pakuotėje 25°C temperatūroje. Saugoti nuo saulės spindulių. Po naudojimo sandariai uždaryti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pakuotės. Demosilo Produktas išlisko savo savybes 6 mėnesius po pakuotės atidarymo.

TRANSPORTAVIMAS
Gamintojas leidžia produktą transportuoti ne ilgiau nei 10 dienų, kai temperatūra neviršija 40°C. Trumpalaikis transportavimas laikintis nurodyto temperatūrų režimo neįtakoją produkto saugumo ir veikimumo per visa galiojimo termino laikotarpį.

PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Tuščias pakuotes reikia utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

PAKUOTĖS
Buteliukas su 1 ml preparatu, vienkartiniai teptukai.

Paskutinio atnaujinimo data: 20.05.2024/7

PT Verniz protetor com fluor para crianças

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS
DENTISTAS

COMPOSICÃO: 0,1% fluorossilano (1600 ppm F), HEMA, excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
- Reforço da resistência do esmalte dentário
- Profilaxia da cárie
Grças ao conteúdo de fluor, tem um efeito remineralizante no esmalte dentário. Cria uma película protetora na superfície.

MODO DE USO
1. Limpar a superfície do dente
2. Secar com jatos de ar ou rolls de algodão
3. Isolar a área de trabalho com um dique de borracha
4. Agitar o frasco antes de usar. Abrir à ampola (frasco) e verter cerca de 3 gotas do produto para o recipiente preparado
5. Aplicar uniformemente numa camada fina com o pincel fornecido
6. Aplicar cuidadosamente interdentes estreitos, pode usar o fio dentário
7. Secar suavemente com um jato de ar durante pelo menos 30 segundos.
8. Remover o dique de borracha
9. Não comer ou enxaguar a cavidade oral durante pelo menos 45 minutos após o procedimento. O tratamento do enverminização pode ser repetido à cada 6 meses e, em caso de risco acrescido de cárie, pode ser repetido mais frequentemente, mas não no mais frequência do que uma vez a cada 3 meses.
O frasco com o produto é concebido para 2-3 pacientes com dentição total, a escova é para uma única utilização. A utilização repetida do pincel pode apresentar um risco de reinfecção. Não retirar o produto mergulhando o pincel diretamente no frasco. O verniz não requer fotopolimerização.

CONTRAINDICAÇÕES
Não aplicar em crianças com menos de 3 anos de idade. Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto. Não utilizar se o paciente apresentar inflamação.

PRECAUCOES
Utilizar apenas depois de controlar a inflamação. Ao trabalhar com o produto, utilizar dique de borracha, luvas, óculos e vestuário de proteção. O produto pode irritar as membranas mucosas, a pele e os olhos. Pode causar reações alérgicas. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água. Pode ser prejudicial se forem ingeridas grandes quantidades do produto. Em caso de ingestão, não induzir o vômito, beber água e consultar um médico caso ocorra algum desconforto. Atenção: Produto inflamável. Contém acetato de etilo. Manter afastado de fontes de fogo.

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO
Conservar na embalagem original a temperaturas até 25°C. Proteger contra a radiação solar. Fechar hermeticamente após a utilização. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária.

Atenção! Após a abertura, o produto mantém as suas propriedades durante 6 meses.

TRANSPORTE
O fabricante permite que o produto seja transportado por não mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C.
O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALLAGEM
Frasco contendo 1 ml de produto.

Дата на última atualização: 20.05.2024/7

DA Beskytelseslak med fluorid til barn

LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FØR BRUG
PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER

INGREDIENSER: 0,1% fluorossilan (1600 ppm F), HEMA, hjælpestoffer.

PRODUKTETBETEGNELSE
- Styker emaljen, så den bliver mere modstandsdygtig
- Forebyggelse mod caries

Takket være indholdet af fluorid virker remineraliserende på tandemalje. Skaber en beskyttelsesfilm.

ANVENDELSESMÅDE
1. Tandoverfladens renses.
2. Tørres med luftblæser eller lignin ruller.
3. Arbejdsområdet isoleres med koferdam.
4.Rystes hætteglasset før anvendelsen af præparatet. Ampullen (hætteglasset) åbnes og dryppes ca. 3 dråber til en i forvejen forberedt skål.
5. Påføres jævnligt et tynd lag med anvendelse af en vedlagt pensel.
6. I tilfælde af smerte tildæmles mundrum kan tandtråd anvendes.
7. Tørres forsigtigt med luftstrømning i 30 sekunder.
8. Koferdam fjernes.
9. Spis ikke og skyl ikke munden de første 45 min. efter behandlingen. Lakkbehandlingen kan gentages hver hver 6. måned, og ved en øget risiko for kan gentages tidligere, dog ikke oftere end én gang hver 3. måned. Et hætteglas er tilstrækkeligt til 2-3 patienter med alle egne tænder. Pensler er beregnet til engangsbrug. Børstens genbrug kan udgøre risiko for genkontaminering. Skål ikke udtages præparatet ved dypning af penslen direkte i flasken. Lakken kræver ikke lysghærdning.

KONTRAINDIKATIONER
Bor ikke anvendes til børn under 3 år.
Præparatet må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for dets ingredienser. Må ikke anvendes ved betændelse.

FORHOLDSREGLER
Anvend kun efter grundig behandling af dentinens betændelse. Under arbejdet med præparatet anvend en koferdam, handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning. Præparatet kan virke irriterende på slimhinden, huden og øjnene. Kan give allergisk reaktion. I tilfælde af kontakt skyl straks med vand. Kan være skadelig ved indtagelse af store mængder. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning, drik vand, hvis du oplever ubehag, kontakt læge.
OBS! Brandfarligt produkt. Indeholder ethylacetat. Hold væk fra børn lid. I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal faktuument rapporter til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

OPBEVARING
Opbevarer i originalemballagen ved en temperatur på ikke over 25°C. Beskyt mod sollys. Lukkes tæt efter brug. Opbevares udlæggeligt for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage.
OBS! Præparatet bevares sine egenskaber i 6 måneder efter åbning.

TRANSPORT
Producenten tillader, at præparatet transporterres over en periode op til 10 dage ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for de specificerede temperaturgrænser påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedspériode.

HÅNTERING AF EMBALLAGEFALD
Brugt emballage skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE
Et hætteglas indeholdende 1 ml af præparatet.

Seneste opdatering: 20.05.2024/7

EL Προστατευτικό βερνίκι με φθόριο για παιδιά

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 0,1% φθοροσιλάνο (1600 ppm F), HEMA, βοηθητικές ουσίες.

ΧΡΗΣΗ
- Ενίσχυση της αντοχής το σμάλτου
- Προφύλαξη από τερηδόνα
- Απομάκρυνση του περλίτη ερυσώδες με οδοντικό διάφραγμα.
- Καίεται εναντίως της οξείας, σε φθόριο, έχει ανανεωτική επίδραση στο σμάλτο. Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Καθαρίστε την επιφάνεια των δοντιών.
- Στεγνώστε με ροή αέρα ή κλιθόρροου από λινόνη.
- Απομονώστε την περιοχή ερυσώδες με οδοντικό διάφραγμα.
- Κουνήστε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. Ανοίξτε την αμσιούλα (φιαλίδιο) και ρίξτε περίπου 3 σταγονίδια του οσκευαστού στο δοχείο που προετοιμάσατε προηγουμένως.
- Εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο, λεπτό στρώμα με το προσαρτημένο πινέλο.
- Για στενωτές μεσοδοντίων χώρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νήμα.
- Στεγνώστε σμάλτο με ροή αέρα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
- Βγάλτε το οδοντικό διάφραγμα.
- Μην τρώτε ή εκπνέετε το στόμα για τουλάχιστον 45 λεπτά μετά τη διαδικασία.
- Η διαδικασία βερνίκιατος, μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες και σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου τερηδόνας, μπορεί να επαναληφθεί καθημερινά, αλλά όχι συχνότερα από μία φορά κάθε 3 ημέρες. Το φιαλίδιο του προϊόντος προορίζεται για 2-3 ασθενείς με πλήρη οδοντοστομία, το πινέλο προορίζεται για μία χρήση. Η επανάχρηση πινέλου μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης. Μην λαμβάνετε το παρασκευασμένο βερνίκι στο πινέλο απευθείας στο φιαλίδιο. Το βερνίκι δεν απαιτεί φωτοκλήρωση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδιά κάτω των 3 ετών.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στα συστατικά του παρασκευαστού. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση συνυπάρχουσας φλεγμονής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει φλεγμονή. Όταν εργαζόσθε με το προϊόν, χρησιμοποιήστε οδοντικό διάφραγμα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα. Το παρασκευασμα μπορεί να είναι ερεθιστικό για τους βλεννογόνους, το δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να είναι αερίιογόνου. Σε περίπτωση επαφής εκπνέετε αμέσως. Άργε καυτώστε με νερό. Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περιπτώση κατάποσης, σε μεγάλες ποσότητες. Σε περίπτωση κατάποσης, μη προκαλέτε έμεση, πινετε νερό, εάν εμφανιστούν συμπτώματα, επικοινωνήστε με γιατρό. Προσοχή: εύφλεκτο προϊόν. Περιέχει οξικό αιθυλένιο. Διατηρείται μακριά από πηχές πυρκαγιάς. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

ΑΠΟΧΡΕΤΗΣΗ
Διατηρείται στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 25°C. Να φυλάσσεται μακριά από το πηλόφω, κλειστεί σφικτά μετά τη χρήση. Διατηρείται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην άμεση συσκευασία.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει των 40°C. Η βραχυχρόνια μεταφορά εντός του συστηώμενου εύρους θερμοκρασίας δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει των 40°C. Η βραχυχρόνια μεταφορά εντός του συστηώμενου εύρους θερμοκρασίας δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει των 40°C. Η βραχυχρόνια μεταφορά εντός του συστηώμενου εύρους θερμοκρασίας δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

PROCEDIMIENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALLAGEM
Frasco contendo 1 ml de produto.

Viimeisen päivityksen päivämäärä : 20.05.2024/7

HR Zaštitni lak s fluorom za djecu

PRJE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUČIVO OD STRANE LJEČNIKA
STOMATOLOGA

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 20.05.2024/7

ET Lastele fluoriidiga kaitselakk

ENNE KASUTAMIST TUUTUDA ALTIHOODU JUHENDIGA
AINULT ARST-STOMATOLOOGIDE KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODE

KOOSTISOSAD: 0,1% fluorossilan (1600 ppm F), HEMA, abained.

EESMÄRK
- Hambaemalilide vastupidavuse tugevdamine
- Kaariste profiilaktika
Fluoridid silanduse tõttu on sellel hambaemalilile remineraliseeriv toime. Loob dentini pinna kaitsekihi.

KASUTUSVIIS
1. Puhastage hambaste pind.
2. Kuivatage õhuvooluga või ligniinirullidega.
3. Isolateerige radnu pövršinu s valmiku koferdam.
4. Prije upotrebe preparata protrestite bočicu. Otvorite ampulu (bočicu) i ulijite oko 3 kapi preparata u prethodno pripremljenu posudu.
5. Nanesite ravnomjerno, tank sloj pomoću priloženog kista.
6. Za uske međuzubne prostore možete koristiti zubni konac.
7. Osušite nježno strujom zraka minimalno 30 sekundi.
8. Ukloniti koferdam.
9. Nemojte jesti niti ispirati usta barem 45 min. nakon postupka.
10. Prije upotrebe pripremite radnu površinu.
11. Sušite hantava hantava vahal saab kasutada hambaniiti.
12. Kuivatage õrnalt õhuvooluga vähemalt 30 sekundit.
8. Emaldage koferdam.
9. Ärge sööge ega loputage suud vähemalt 45 minutit pärast ravi.
Lakkimist ravi võib korrata iga 6 kuu tagant, aga suurenenud kaarieseriski korral saab ravi korrata kiiremini, kuid mitte sagedamini kui üks kord 3 kuu jooksul. Toote viaali on ette nähtud 2-3 täieliku hambumusega patsiendile, pintsl on mõeldud ainult ühekeskse kasutamiseks. Pintsl mitmekordse kasutamise võib põhjustada uuesti sekundaarse infektsiooni ohtu. Ärge tõmmake preparaati tagasi, kastes harja otse viaali. Lakk ei vaja valgustõkvenemist.

VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel.
Ärge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkus suhtes preparaadi koostisosade. Ärge kasutage dentini põletiku korral.
ETVAETUASABINOÜD
Kasutage ainult siis, kui polete on kontrollil all.
Kasuta koferdamit, kindaid, kaitsesillpe ja kaitseriitust tööutamisel. Preparaat vand, hvis du oplever ubehag, kontakt læge.
OBS! Brandfarligt produkt. Indeholder ethylacetat. Hold væk fra børn lid. I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal faktuument rapporter til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

OPBEVARING
Opbevarer i originalemballagen ved en temperatur på ikke over 25°C. Beskyt mod sollys. Lukkes tæt efter brug. Opbevares udlæggeligt for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage.
OBS! Præparatet bevares sine egenskaber i 6 måneder efter åbning.

HOIDAMINE
Hoida originaalpakendis temperatuuril kuni 25°C. Kaitske päikesevalguse

est. Pärast kasutamist sulgege tihedalt. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõlblikuusega on etseke päheald. Tähelepanu! Pärast avamist säilib toode oma omadused 6 kuud.

TRANSPORT

Tootja lubab toodet transportida kuni 10 päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteantud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohtust ja efektiivsust kogu selle kasutusaja jooksul.

HÄNTERING AF EMBALLAGEFALD

Brugt emballage skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE

Et hætteglas indeholdende 1 ml af præparatet.

Seneste opdatering: 20.05.2024/7

EL Προστατευτικό βερνίκι με φθόριο για παιδιά

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 0,1% φθοροσιλάνο (1600 ppm F), HEMA, βοηθητικές ουσίες.

ΧΡΗΣΗ
- Ενίσχυση της αντοχής το σμάλτου
- Προφύλαξη από τερηδόνα
- Απομάκρυνση του περλίτη ερυσώδες με οδοντικό διάφραγμα.
- Καίεται εναντίως της οξείας, σε φθόριο, έχει ανανεωτική επίδραση στο σμάλτο. Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Καθαρίστε την επιφάνεια των δοντιών.
2. Στεγνώστε με ροή αέρα ή κλιθόρροου από λινόνη.
3. Απομονώστε την περιοχή ερυσώδες με οδοντικό διάφραγμα.
4. Κουνήστε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. Ανοίξτε την αμσιούλα (φιαλίδιο) και ρίξτε περίπου 3 σταγονίδια του οσκευαστού στο δοχείο που προετοιμάσατε προηγουμένως.
5. Εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο, λεπτό στρώμα με το προσαρτημένο πινέλο.
6. Για στενωτές μεσοδοντίων χώρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νήμα.
7. Στεγνώστε σμάλτο με ροή αέρα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
8. Βγάλτε το οδοντικό διάφραγμα.
9. Μην τρώτε ή εκπνέετε το στόμα για τουλάχιστον 45 λεπτά μετά τη διαδικασία.
10. Η διαδικασία βερνίκιατος, μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες και σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου τερηδόνας, μπορεί να επαναληφθεί καθημερινά, αλλά όχι συχνότερα από μία φορά κάθε 3 ημέρες. Το φιαλίδιο του προϊόντος προορίζεται για 2-3 ασθενείς με πλήρη οδοντοστομία, το πινέλο προορίζεται για μία χρήση. Η επανάχρηση πινέλου μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης. Μην λαμβάνετε το παρασκευασμένο βερνίκι στο πινέλο απευθείας στο φιαλίδιο. Το βερνίκι δεν απαιτεί φωτοκλήρωση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδιά κάτω των 3 ετών.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στα συστατικά του παρασκευαστού. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση συνυπάρχουσας φλεγμονής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει φλεγμονή. Όταν εργαζόσθε με το προϊόν, χρησιμοποιήστε οδοντικό διάφραγμα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα. Το παρασκευασμα μπορεί να είναι ερεθιστικό για τους βλεννογόνους, το δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να είναι αερίιογόνου. Σε περίπτωση επαφής εκπνέετε αμέσως. Άργε καυτώστε με νερό. Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περιπτώση κατάποσης, σε μεγάλες ποσότητες. Σε περίπτωση κατάποσης, μη προκαλέτε έμεση, πινετε νερό, εάν εμφανιστούν συμπτώματα, επικοινωνήστε με γιατρό. Προσοχή: εύφλεκτο προϊόν. Περιέχει οξικό αιθυλένιο. Διατηρείται μακριά από πηχές πυρκαγιάς. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.